



# Systèmes ApneaLink™

## ApneaLink Plus ApneaLink

### Manuel clinique

Français





# Systèmes ApneaLink™

## ApneaLink Plus ApneaLink

### Manuel clinique

Français



**Fabriqué par :** ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr. 16, 82152 Martinsried Allemagne.

**Distribué par :** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australie.

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Blvd. San Diego, CA 92123 États-Unis.

ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY Royaume-Uni.

Veuillez consulter le site [www.resmed.com](http://www.resmed.com) pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.

Pour plus d'informations sur les brevets, veuillez consulter [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip)

ApneaLink est une marque commerciale de ResMed R&D Germany GmbH déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. Adobe, le logo Adobe logo et Acrobat Reader sont des marques déposées ou de marques commerciales d'Adobe System Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Pentium est une marque commerciale d'Intel Corporation. Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook et Microsoft Outlook Express sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Xpod est une marque déposée de Nonin Medical, Inc. mikrozid est une marque commerciale de Schülke & Mayr GmbH. CaviCide est une marque commerciale de Metrex Research Corporation.

# Sommaire

<b>Usage prévu</b>	<b>1</b>
<b>Contre-indications</b>	<b>1</b>
<b>Composants du système et principe de fonctionnement</b>	<b>2</b>
<b>Vue d'ensemble de l'enregistreur</b>	<b>4</b>
Démarrage et arrêt de l'enregistrement	11
Démontage	12
Connexion de l'enregistreur à l'ordinateur	12
Éléments du programme	13
Démarrage du programme	14
Démarrage rapide	14
Personnalisation du système ApneaLink	15
Lecture de données à partir de l'enregistreur	17
<b>Analyse des enregistrements</b>	<b>18</b>
Analyse automatique	18
Affichage des enregistrements	20
Vue du signal	23
<b>Gestion des données dans le casier fiches</b>	<b>35</b>
Ouverture du casier fiches	35
Fonctions de recherche	36
Affichage du contenu du casier fiches	37
Suppression du contenu du casier fiches	37
Transfert de la base de données	38
<b>Archivage et téléchargement des données</b>	<b>39</b>
Archivage des enregistrements	39
Ouverture des enregistrements archivés	40
Duplication d'un enregistrement	41
Affichage des enregistrements externes	41
Importation d'un enregistrement	41
Exportation d'un enregistrement au format EDF ou EDF+	42
Exportation d'un enregistrement au format CSV	43
Informations sur l'enregistrement	43
Envoi d'un rapport ou d'un enregistrement par e-mail	43
<b>Impression</b>	<b>45</b>
Imprimer un rapport	45
Impression de la documentation utilisateur	45
<b>Nettoyage et entretien</b>	<b>46</b>
Nettoyage	46
Désinfection	46
Entretien	47
Réparation	47

<b>Dépannage</b> .....	<b>48</b>
Enregistreur	48
Programme	49
Analyse	52
Caractéristiques techniques	53
Symboles	56
Élimination	57
Consignes de sécurité	58
Avertissements	58
Responsabilité	60
Garantie limitée	63
<b>Annexe</b> .....	<b>64</b>
Liste des commandes	64
Produits fournis	69
Consommables et accessoires	70
Explication des paramètres d'analyse	70
Définitions	77

# Usage prévu

## ApneaLink Plus

L'appareil ApneaLink™ Plus est destiné aux professionnels de la santé pour les aider à diagnostiquer les troubles respiratoires du sommeil chez les adultes. L'ApneaLink Plus enregistre les données suivantes : le débit respiratoire nasal du patient, le ronflement, la saturation en oxygène du sang, le pouls et l'effort respiratoire pendant le sommeil. À partir de ces enregistrements, l'appareil génère un rapport que le professionnel de la santé peut utiliser pour étayer le diagnostic de troubles respiratoires du sommeil et les examens cliniques ultérieurs.

## ApneaLink

L'ApneaLink enregistre la pression respiratoire nasale et la saturation en oxygène du sang du patient pendant son sommeil. L'appareil est prévu pour le dépistage afin de déterminer la nécessité d'examens cliniques plus approfondis. L'ApneaLink signale les apnées, les hypopnées, la limitation du débit, les ronflements, la saturation en oxygène du sang et la probabilité de la présence d'une respiration Cheyne-Stokes au sein de l'enregistrement.

# Contre-indications


- Selon l'état de leur peau et leur état de santé général, les patients présentent différents niveaux de sensibilité aux capteurs autocollants NONIN. En cas de réaction allergique du patient au matériau adhésif, le système ne doit pas être utilisé.
- Le module Xpod n'est pas protégé contre la défibrillation au sens de l'article 17.h de la norme CEI 60601-1:1990.



## AVERTISSEMENT

Lire le manuel dans son intégralité avant d'utiliser ces appareils ApneaLink.

# Composants du système et principe de fonctionnement



- 1 Enregistreur ApneaLink/ApneaLink Plus
- 2 Capteur d'effort (ApneaLink Plus uniquement)
- 3 Sangle (à usage unique ou multiple)
- 4 Lunettes nasales ApneaLink
- 5 Oxymètre de pouls avec capteur digital
- 6 Câble USB
- 7 Ordinateur équipé du logiciel ApneaLink/ApneaLink Plus

Avant d'utiliser l'enregistreur sur un patient, précisez le nom du patient à l'aide du logiciel ApneaLink (ou, si vous le désirez, indiquez qu'il est anonyme).

Au cours de l'enregistrement, la respiration du patient est enregistrée au niveau de la lunette nasale. L'enregistreur mesure la saturation en oxygène du sang et le pouls à l'aide de l'oxymètre de pouls et de son capteur digital. L'effort respiratoire est mesuré à l'aide d'un capteur respiratoire exclusif selon un principe pneumatique.<sup>1</sup>

En suivant les consignes, le patient peut démarrer et arrêter l'enregistrement lui-même. Une fois qu'une session a été enregistrée par l'ApneaLink/ApneaLink Plus, l'enregistreur doit d'abord être connecté à l'ordinateur avec le câble USB afin de télécharger les données. Le professionnel de la santé lance le téléchargement des données à partir du logiciel ApneaLink. L'enregistrement est alors automatiquement analysé selon des paramètres d'analyse prédéfinis pouvant être aisément personnalisés. Le résultat de l'enregistrement s'affiche dans un rapport récapitulatif d'une page. Il est également possible d'afficher des graphiques détaillés de l'enregistrement.

Le logiciel est doté des fonctions supplémentaires suivantes :

- Casier fiches : les données patient, les rapports et les enregistrements sont gérés à l'aide du casier fiches et peuvent être consultés à partir du casier fiches.
- Vue du signal : les enregistrements peuvent être consultés, puis modifiés dans la vue du signal. Par exemple, les événements existants peuvent être modifiés ou des événements supplémentaires peuvent être ajoutés. Il est également possible de lancer une analyse d'autres paramètres à partir de la vue du signal.
- Aide pour l'archivage des enregistrements et l'échange de données.
- Possibilité de définir des réglages individuels.

**Remarques :**


- *La pression nasale est directement mesurée au niveau des narines et n'est pas linéaire par rapport au débit respiratoire du patient. Une formule mathématique permet de rétablir la linéarité de la pression nasale. La linéarisation permet de garantir l'enregistrement et une évaluation correcte des variations les plus infimes du débit respiratoire du patient.<sup>1</sup>*
- *Afin de garantir la précision des enregistrements, seules les canules ApneaLink doivent être utilisées. La canule ne doit en aucun cas être modifiée. Des consignes doivent être données au patient pour une mise en place et une utilisation adéquates.*

---


1. Pour plus d'informations sur l'importance de la linéarisation, voir *Relevance of Linearising Nasal Prongs for Assessing Hypopnoeas and Flow Limitation during Sleep* de R. Farré, J. Rigau, J.M. Montserrat, E. Ballester et D. Navajas. Am J Respir Crit Care Med. fév. 2001 ;163(2):494-7. PMID : 11179129 [PubMed - indexé pour MEDLINE].

# Vue d'ensemble de l'enregistreur

## Enregistreur ApneaLink Plus



## Enregistreur ApneaLink



### ATTENTION

Les capteurs de pression de l'enregistreur sont extrêmement sensibles. Par conséquent, ne soufflez jamais directement dans les raccords de la canule nasale ni dans le capteur d'effort. Lorsque l'enregistreur n'est pas utilisé, veillez à toujours visser les capuchons de protection ventilés fournis. N'utilisez pas d'autres capuchons.

- La sangle équipée de l'enregistreur et du capteur d'effort doit être portée sur un pyjama ou une chemise de nuit à manches longues.
- Un appareil défectueux ou endommagé ne doit pas être utilisé.
- Les enregistrements doivent être effectués uniquement avec les accessoires fournis dans l'emballage d'origine et ne présentant aucun signe d'endommagement. Tout composant dont l'emballage est endommagé doit être jeté.




- La canule de pression nasale et le capteur digital de pouls jetable fournis sont destinés à un usage unique et doivent être remplacés après l'utilisation. Il est possible d'utiliser un capteur de pouls digital réutilisable au lieu du capteur à usage unique. Le capteur d'effort est destiné à un usage multiple.
- L'oxymètre de pouls doit être utilisé exclusivement avec les capteurs de pouls décrits dans ce manuel. Ces capteurs ont été conçus pour assurer la précision des mesures prises par l'oxymètre de pouls.
- Veillez à ce que le débit sanguin ne soit pas entravé pendant l'enregistrement (par ex. par un brassard pneumatique ou équivalent) car cela peut affecter le résultat des mesures de pouls et de saturation.
- N'utilisez pas l'oxymètre de pouls dans le cadre d'une IRM.
- N'étirez pas le ruban adhésif lors de la fixation du capteur digital au risque de compromettre la précision des mesures et de causer des lésions cutanées.
- Le module de l'oxymètre de pouls est conçu pour déterminer le pourcentage de la saturation en oxygène artérielle de l'hémoglobine fonctionnelle. Un niveau important d'hémoglobine dysfonctionnelle, telle que la méthémoglobine, peut nuire à la précision de la mesure. Les facteurs susceptibles de nuire à la performance de l'oxymètre de pouls ou d'affecter la précision de la mesure sont les suivants : lumière ambiante excessive, mouvements excessifs, interférence électrochirurgicale, restrictions du débit sanguin (cathéters artériels, brassards pneumatiques, lignes de transfusion, etc.), humidité dans le capteur, mauvaise application du capteur, mauvais type de capteur, mauvaise qualité du pouls, pulsations veineuses, anémie ou faibles concentrations d'hémoglobine, vert indocyanine ou tout autre agent colorant intravasculaire, carboxyhémoglobine, méthémoglobine, hémoglobine dysfonctionnelle, ongles artificiels ou vernis à ongles ou mauvais positionnement du capteur sur la poitrine.
- Le module XPod est équipé d'un logiciel qui filtre les artéfacts de mouvement, minimisant ainsi la possibilité d'interprétation d'un tel phénomène comme étant un pouls de bonne qualité. Néanmoins, dans certaines circonstances, il se peut que cet appareil interprète un mouvement comme étant un pouls de bonne qualité. Cela concerne tous les signaux disponibles (à savoir la SpO<sub>2</sub>, la fréquence cardiaque, la pléthysmographie, la photopléthysmographie).
- Le capteur de l'oxymètre est susceptible de ne pas fonctionner sur les extrémités froides liées à une mauvaise circulation sanguine. Veuillez réchauffer ou frotter le doigt pour encourager la circulation ou repositionnez le capteur.

## Insertion des piles

Le compartiment des piles se trouve à l'arrière de l'enregistreur. Mettez les piles dans leur compartiment en respectant la polarité indiquée.

**Remarque :** la durée de vie de piles neuves complètement chargées est d'environ 10 heures pendant l'enregistrement. Si vous réalisez une étude sur deux nuits, il est recommandé de remplacer les piles entre les deux nuits.




### ATTENTION

Mettez des piles qui viennent d'être chargées ou des piles neuves dans l'appareil avant **CHAQUE** enregistrement. Utilisez uniquement les types de piles normales ou rechargeables spécifiés :


- deux piles NiMH rechargeables (Mignon/AA/1,2 V/min. 2100 mAh) ou
- deux piles (LR 6/Mignon/AA/1,5 V).

## Mise en place de l'enregistreur ApneaLink Plus et du capteur d'effort respiratoire

Faites passer la sangle dans les deux passants de l'enregistreur. Faites passer la même extrémité de la sangle dans le passant du capteur d'effort respiratoire de manière à ce que les bandes Velcro puissent être fermées sur l'extérieur. Déplacez l'enregistreur afin que la fixation Velcro se trouve entre les deux passants.



L'enregistreur ApneaLink Plus doit être fixé sur la poitrine à l'aide de la sangle fournie. Celle-ci doit être placée aussi haut que possible sous les aisselles. Faites passer la sangle dans le passant libre du capteur d'effort et serrez-la sans forcer. Le serrage peut être considéré comme suffisant si l'enregistreur et le capteur restent en place lorsque le patient est debout. Raccordez l'extrémité du tuyau du capteur d'effort respiratoire à l'enregistreur en tournant le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.





### **Remarques :**

- La manière la plus simple de mettre l'appareil en place, c'est de le faire devant un miroir.
- Si le patient est une femme, la sangle doit être portée au-dessus de la poitrine.
- Ne serrez pas la sangle de manière excessive car cela pourrait nuire à la qualité des signaux et au confort du patient. Selon la respiration du patient, il peut s'avérer utile de fixer le capteur d'effort respiratoire au niveau de l'abdomen à l'aide d'une autre sangle (RÉF. 629052).
- Le capteur d'effort respiratoire de l'ApneaLink Plus est une technologie exclusive de ResMed reposant sur un principe pneumatique simple. Le tube à l'intérieur du capteur d'effort se déforme lorsque l'on tire sur la sangle. Cette modification du volume entraîne une variation de la pression enregistrée par le capteur de pression. Des tests ont permis de déterminer que le capteur a une précision comparable à celle de la technologie de plethysmographie d'inductance.

## **Mise en place de l'enregistreur ApneaLink**

L'enregistreur ApneaLink doit être fixé sur la poitrine à l'aide de la sangle fournie. Veillez à placer la sangle de manière à ce que les bandes Velcro puissent être fermées sur l'extérieur.







## Pose de la canule nasale


La canule nasale doit être posée de manière à ce que les deux petits embouts (ergots) viennent s'insérer dans les narines. Veillez à ce que ces embouts soient orientés vers le visage et non recourbés vers le haut. L'attache doit être passée derrière les oreilles et ramenée vers l'avant en suivant le cou sans passer par-dessus la tête. Pour finir, réglez la bague anti-dérapante sous le menton, pour un ajustement confortable et sûr.

Si du ruban ou des disques adhésifs sont fournis, utilisez tel qu'indiqué ci-après pour assurer que la canule reste en place.


Le capuchon de protection ventilé doit être retiré du raccord de la canule nasale de mesure de la pression et conservé pour utilisation ultérieure. Fixez l'extrémité de la canule nasale au raccord de l'enregistreur en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



5



ApneaLink




ApneaLink Plus


## Pose du capteur digital de pouls et de l'oxymètre

Si vous utilisez un capteur de pouls à usage unique, fixez le capteur digital sur l'annulaire de la main gauche à l'aide de la bande autocollante.

1




2




3



4



5




### Remarques :

- L'utilisation d'un oxymètre de pouls et d'un capteur digital est facultative. Les résultats de l'oxymétrie du pouls ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur de risque. Ils apparaissent séparément dans le rapport.

- Le symbole de doigt qui figure sur la bande adhésive indique la position dans laquelle la bande doit être collée sur l'ongle.
- Faites remonter le fil du capteur et la fiche par la manche du patient. Faites sortir au niveau du cou et branchez à l'oxymètre de pouls.

Branchez la fiche du capteur digital à la prise de l'oxymètre. Fixez l'oxymètre de pouls au clip du support prévu à cet effet. Fixez le support à la sangle. Branchez l'extrémité libre du câble de l'oxymètre de pouls à l'enregistreur.

**Remarque :** le clip se fixe par pression (appuyer, tirer). N'entortillez pas le câble de l'oxymètre en le connectant à l'enregistreur ou en le déconnectant.



# Démarrage et arrêt de l'enregistrement

## ApneaLink Plus

Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'enregistreur et gardez-le enfoncé pendant environ une seconde et demie jusqu'à ce que le témoin lumineux devienne vert.

Si le témoin devient rouge, vérifiez que l'oxymètre de pouls et le capteur digital sont correctement raccordés et ajustez-les le cas échéant. Si ceux-ci sont bien ajustés, le témoin devient vert au bout de cinq à dix secondes.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'enregistreur et gardez-le enfoncé pendant environ une seconde et demie jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.

### États du témoin lumineux

- Témoin vert : le témoin est vert lorsque l'enregistrement est en cours.
- Témoin rouge : le témoin est rouge si le capteur de pouls est bien connecté mais ne parvient pas à relever de pouls. Vérifiez que le capteur est bien placé sur le doigt et bien branché à l'oxymètre de pouls.
- Témoin éteint : les piles sont complètement déchargées ou l'appareil est défectueux.

**Remarque :** la luminosité du témoin s'affaiblit environ 10 minutes après le début de l'enregistrement (mais le témoin reste allumé).

## ApneaLink

Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'enregistreur et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux devienne vert.

Vous pouvez considérer que l'appareil enregistre la respiration correctement lorsque le témoin s'éteint lors de l'expiration.

Si le témoin devient rouge, vérifiez que l'oxymètre de pouls et le capteur digital sont correctement raccordés et ajustez-les le cas échéant. Si ceux-ci sont bien ajustés, le témoin devient vert au bout de cinq à dix secondes.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'enregistreur trois fois d'affilée jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.

### États du témoin lumineux

- Le témoin vert s'éteint lorsque le patient expire : l'appareil détecte la respiration du patient et l'enregistrement est en cours.
- Le témoin vert est allumé en continu : l'appareil enregistre, mais ne détecte pas de respiration. Vérifiez que la canule nasale est bien posée.
- Témoin rouge : le témoin est rouge si le capteur de pouls est bien connecté mais ne parvient pas à détecter de pouls. Vérifiez que le capteur est bien placé sur le doigt et bien branché à l'oxymètre de pouls.
- Témoin éteint : les piles sont complètement déchargées ou l'appareil est défectueux.

**Remarque :** la luminosité du témoin s'affaiblit 10 minutes après le début de l'enregistrement.

## Démontage


Après le débranchement, le patient doit :

- Retirer la canule nasale et la jeter avec les ordures ménagères. Visser avec précaution le capuchon de protection fourni sur le raccord de la canule nasale, dans le sens des aiguilles d'une montre sur le raccord de la canule nasale.
- Ne pas déconnecter le capteur d'oxymétrie de l'enregistreur.
- Placer l'enregistreur et les accessoires dans le sac de transport.
- Rendre le sac au professionnel de la santé en suivant ses consignes.


## Connexion de l'enregistreur à l'ordinateur

Avant de télécharger des données à partir de l'enregistreur vers le logiciel ApneaLink, l'enregistreur doit être connecté à l'ordinateur.

1. Branchez la petite fiche du câble USB à la prise USB de l'enregistreur.



2. Branchez la grande fiche du câble USB à la prise USB de l'ordinateur.



Si l'enregistreur est bien connecté à l'ordinateur, vous pouvez contrôler l'échange de données après le démarrage du logiciel à l'aide des fonctions Personnaliser ApneaLink et Lire ApneaLink.

### Remarques :


- Ne connectez pas les enregistreurs ApneaLink à un hub USB.
- Un seul enregistreur peut être connecté à l'ordinateur à la fois.
- Le logiciel ApneaLink peut être utilisé avec tous les types d'appareil ApneaLink et microMesam si le pilote USB de l'enregistreur en question est installé.



# Éléments du programme

La fiche patient telle qu'illustrée ci-dessous est l'un des éléments du programme.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas bien les applications Windows standard, nous vous recommandons de lire la rubrique de l'annexe intitulée « Principes de fonctionnement de base de MS Windows ». Vous y trouverez des informations de base sur l'utilisation de l'interface Windows.



- 1 Barre de menus avec les principaux menus :** les différentes fonctions du logiciel sont accessibles par l'intermédiaire des principaux menus individuels.
- 2 Barre d'outils :** les fonctions accessibles via la barre d'outils dépendent de l'écran sélectionné.
- 3 Fenêtres d'affichage :** le logiciel ApneaLink présente les données dans des vues de fiche patient, de casier fiches, de signal et de rapport.
- 4 Barre d'état :** contient les informations d'état relatives à un événement sélectionné dans la vue du signal. La vue du casier fiches indique la taille de la base de données et l'espace mémoire disponible sur le disque dur.
- 5 Boîte de dialogue :** une boîte de dialogue contient les différents champs d'une page ou des éléments de commande avec lesquels vous pouvez donner des ordres au logiciel.
- 6 Boutons :** un bouton est un élément de commande qui vous permet de donner un ordre directement au logiciel.

Une liste des fonctions du logiciel ApneaLink est fournie en annexe. Elle indique notamment toutes les icônes et descriptions contenues dans le menu et la barre d'outils.

## Démarrage du programme

Après la première installation du logiciel ApneaLink, un raccourci  est créé sur le bureau. Double-cliquez sur  pour démarrer le logiciel.


Si le programme ne s'affiche pas dans la langue souhaitée, vous pouvez changer le paramètre de langue.

1. Dans la barre de menu, cliquez sur **Outils** (ou son équivalent dans une autre langue : Tools/Extras/Strumenti/Herramientas/Ferramentas/Verktyg).
2. Dans le sous-menu, cliquez sur **Paramètres** (ou son équivalent dans une autre langue : Settings/Einstellungen/Impostazioni/Configuraciones/Definições/Inställningar).
3. Dans la liste déroulante, cliquez sur **Sélection langue** (ou son équivalent dans une autre langue : Select language/Sprachauswahl/Selezione lingua/Seleccionar idioma/Selecionar idioma/Språkval).
4. Sélectionnez la langue souhaitée dans la boîte de dialogue Sélectionner langue et cliquez sur **OK**.
5. Redémarrez le programme pour vous assurer que le paramètre de langue a été correctement appliqué.


## Démarrage rapide

La fenêtre Démarrage rapide s'affiche lorsque vous démarrez le programme. Les fonctions principales suivantes sont disponibles :

- Personnaliser ApneaLink ;
- Lire ApneaLink.



Pour utiliser une autre fonction, vous devez la sélectionner directement à partir de la barre d'outils ou de la barre de menu.

Pour afficher la fenêtre Démarrage rapide à tout moment, cliquez sur l'icône de première page  à droite de la barre d'outils.

## Personnalisation du système ApneaLink

La procédure de personnalisation permet de sauvegarder des données patient dans l'enregistreur. Vous pouvez enregistrer les données d'un patient dans une fiche patient. Le patient est considéré comme anonyme si aucune donnée n'a été entrée. Par ailleurs, des informations sur l'état de l'appareil connecté vous sont également fournies.

Une fois les données patient entrées, elles sont transférées vers l'enregistreur. Si celui-ci a été affecté à un patient anonyme, les données patient devront être spécifiées ultérieurement au moment du téléchargement. La personnalisation permet d'assurer que chaque enregistrement est clairement affecté à un patient.

1. Connectez l'enregistreur à l'ordinateur.
2. Exécutez le programme ApneaLink.  
La fenêtre Démarrage rapide s'affiche.
3. Dans la fenêtre Démarrage rapide, cliquez sur **Personnaliser ApneaLink**



La fenêtre Informations patient s'ouvre.

4. Si vous connaissez les données personnelles du patient, veuillez remplir la fiche patient.

**Remarque :** si les données patient ont déjà été enregistrées, vous pouvez ouvrir une liste déroulante en cliquant sur le bouton **Sélectionner patient** afin d'afficher le nom de patients précédents. Sélectionnez le patient dont vous souhaitez ouvrir la fiche.

5. Si vous ne connaissez pas les données personnelles du patient ou si celles-ci ne sont pas censées être enregistrées initialement, veuillez cliquer sur **Patient anonyme**.

Dans ce cas, les données personnelles du patient devront être enregistrées ultérieurement, au moment du téléchargement de l'enregistrement à partir de l'enregistreur.

6. Cliquez sur **OK**.

Le programme confirme le transfert des données. L'horloge de l'enregistreur est réglée sur celle de l'ordinateur.

**Remarques :**

- *Un avertissement s'affiche si vous personnalisez un appareil qui contient encore des enregistrements. Vous pouvez poursuivre la personnalisation à partir de la boîte de dialogue ou télécharger les enregistrements de l'enregistreur. Les enregistrements qui ne sont pas téléchargés, ainsi que les données patient associées, sont supprimés par la procédure de personnalisation.*
- *Imprimez les Informations patient après la personnalisation de l'appareil. Une boîte de dialogue s'affiche à cet effet. Les informations patient contiennent des informations importantes sur le fonctionnement du système ApneaLink. Utilisez la fiche d'informations pour former le patient et remettez-la lui pour qu'il l'emporte.*
- *Si vous utilisez plusieurs enregistreurs, nous vous conseillons d'indiquer le nom du patient sur chaque enregistreur après l'avoir personnalisé (en collant une étiquette sur l'enregistreur, par exemple, pour éviter toute confusion lors de l'attribution d'un enregistrement).*
- *Le retrait des piles entraîne la suppression de la référence temporelle de l'enregistrement. Au cours du téléchargement, il vous sera demandé d'entrer la date et l'heure auxquelles l'enregistrement a commencé.*

**Fiche patient**

Pour assurer un transfert de la fiche patient sans erreur, vous devez obligatoirement remplir tous les champs affichés en surbrillance jaune. Dans le champ Date de naissance, cliquez sur le jour, le mois et l'année individuellement, et modifiez les données à l'aide des touches fléchées ou en les saisissant manuellement à l'aide du pavé numérique.

**Remarques :**

- *L'indice de masse corporelle est calculé automatiquement à partir du poids et de la taille.*
- *Le nombre maximal de caractères autorisé varie d'un champ à l'autre.*
- *Si vous remplissez les champs « Médecin prescripteur », « Anamnèse » et « Remarques » au moment de la personnalisation de l'enregistrement, ils ne seront disponibles dans la fiche patient que si le téléchargement est effectué sur le même ordinateur. Le contenu du champ Remarques apparaîtra sur le rapport.*

## Appareil défectueux

L'état de l'appareil donne des informations sur l'enregistreur. La présence d'une défaillance est signalée par un témoin rouge allumé en continu et un message d'erreur clignote sur l'écran de l'ordinateur. Dans ce cas, il est impossible de personnaliser l'enregistreur.

Message d'erreur	Action
Appareil non connecté	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la connexion USB entre l'enregistreur et l'ordinateur.</li><li>• Vérifiez que les pilotes du gestionnaire de périphérique Windows ont bien été installés.</li><li>• Contactez ResMed ou un distributeur ResMed agréé si le problème persiste.</li></ul>
Tension de la batterie trop faible	Remplacez les piles normales ou rechargeables de l'enregistreur. La tension minimale des piles doit être 2,4 V (2 x 1,2 V).
Pas de piles	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que des piles normales ou rechargeables ont bien été mises en place dans l'enregistreur.</li><li>• Si c'est le cas, vérifiez que la polarité (+/-) a bien été respectée.</li></ul>

Après avoir éliminé l'erreur, cliquez sur le bouton **Mise à jour**. L'état mis à jour du périphérique s'affiche.

## Lecture de données à partir de l'enregistreur

Le logiciel ApneaLink télécharge les données à partir de l'enregistreur.

L'enregistrement est classé dans le casier fiches une fois qu'il a été affecté à un patient, puis analysé par le logiciel, qui affiche les résultats dans un rapport.

1. Connectez l'enregistreur à l'ordinateur.

2. Exécutez le programme ApneaLink.

Lorsque le programme démarre, la boîte de dialogue Démarrage rapide s'affiche.

3. Cliquez sur **Lire ApneaLink** .

Si l'appareil a été attribué à un patient avant l'enregistrement, la procédure de téléchargement est indiquée dans une fenêtre d'état. Le transfert et l'analyse des données sont terminés lorsque le rapport s'affiche.

Si l'appareil n'a pas été attribué à un patient lors de la préparation, la procédure de téléchargement s'interrompt et une fiche patient s'affiche. La lecture ne reprend qu'une fois que les données patient ont été saisies.

### Remarques :

- Il faut jusqu'à 15 Mo de mémoire libre sur le disque dur de l'ordinateur par enregistrement. Avant le téléchargement, vérifiez que l'espace disponible sur l'ordinateur est suffisant. L'espace disponible est indiqué sur la barre d'état du logiciel ApneaLink.

- *Le téléchargement peut prendre jusqu'à cinq minutes.*
- *Les enregistrements de moins de dix secondes ne sont pas sauvegardés. Les enregistrements de moins de 60 minutes de données valides sont jugés trop courts pour pouvoir réaliser une analyse fiable. Le rapport porte alors la mention suivante : « Attention : temps d'analyse trop court ! ». Toutes les données capturées par l'enregistreur peuvent être enregistrées manuellement.*
- *Si l'heure de début de l'enregistrement n'a pas été précisée, par exemple parce que les piles ont été retirées après la préparation, une boîte de dialogue s'affiche au début du téléchargement pour vous inviter à entrer la date et l'heure de début de l'enregistrement.*
- *Si l'appareil contient plusieurs enregistrements, ils sont tous téléchargés et analysés, et un rapport est créé pour chacun d'entre eux. Le rapport de l'enregistrement le plus long s'affiche automatiquement. Les autres enregistrements et rapports sont disponibles dans le casier fiches. Tous les enregistrements qui sont transférés lors d'un téléchargement ont les mêmes données patient.*
- *Lorsque les données ont été téléchargées avec succès, l'enregistrement et les données patient correspondantes sont automatiquement supprimés de l'enregistreur.*
- *En cas d'échec du téléchargement, une boîte de dialogue s'affiche avec les options suivantes :*
  - *Répéter lecture ;*
  - *Annuler ;*
  - *Supprimer appareil.*

*Dans ce dernier cas, un avertissement s'affiche pour indiquer que les données n'ont pas été téléchargées correctement et qu'elles vont être définitivement supprimées.*

# Analyse des enregistrements

## Analyse automatique

Pendant le téléchargement de l'enregistrement, le logiciel ApneaLink analyse automatiquement les données en tâche de fond. Cette analyse est réalisée sur la base de paramètres d'analyses scientifiques prédéfinis que vous pouvez modifier si nécessaire. Les enregistrements sont analysés afin de détecter les événements suivants (la liste de types d'événement peut être modifiée si nécessaire) :

- les apnées (distinction entre les apnées obstructives, centrales et mixtes) ;<sup>1</sup>
- les hypopnées ;
- la respiration Cheyne-Stokes ;

---

1. ApneaLink Plus uniquement

- la limitation du débit ;
- le ronflement ;
- débit inspiratoire ;
- la limitation du débit avec ronflement ;
- la saturation moyenne, minimale et basale ;
- le pouls minimal, maximal et moyen.

Les heures auxquelles les événements suivants se sont produits ne sont pas prises en compte dans l'analyse des données de l'enregistrement :

- les données non valides ;
- les données manquantes ;
- le début de l'évaluation ;
- la fin de l'évaluation ;
- un signal trop faible (la qualité du signal ne peut pas être analysée) ;
- les exclusions de l'analyse.

Les événements détectés sont affichés dans la vue du signal une fois l'analyse terminée. L'évaluation de l'analyse est représentée dans le rapport.

## Analyse manuelle

Une fois l'analyse automatique terminée, les résultats peuvent être modifiés manuellement si nécessaire. Dans la vue du signal, vous pouvez modifier ou supprimer des événements et en insérer des nouveaux.

## Nouvelle analyse

Le menu « Outils » contient l'option « Analyser à nouveau ». Une nouvelle analyse est requise par exemple si les paramètres d'analyse ont été modifiés ou si une analyse manuelle doit être corrigée.

Dans le cas d'une nouvelle analyse, vous avez la possibilité de supprimer ou de conserver les modifications apportées à l'enregistrement lors d'une analyse manuelle. La nouvelle analyse est basée sur les paramètres d'analyse configurés.

## Paramètres d'analyse

Les enregistrements sont analysés en fonction des paramètres d'analyse qui ont été configurés. Le logiciel ApneaLink propose des paramètres d'analyse par défaut, qui peuvent être modifiés si nécessaire. Une fois les paramètres modifiés, tous les enregistrements et les analyses effectués par la suite sont affectés.

### **Remarques :**

- *Seul un médecin chevronné est habilité à modifier les paramètres d'analyse.*
- *La mauvaise configuration des paramètres d'analyse affecte la qualité des résultats de l'analyse.*
- *Il incombe au médecin de s'assurer que les paramètres sont corrects.*

Pour afficher les paramètres d'analyse :

- Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Paramètres** et cliquez sur **Paramètres d'analyse**.

*La boîte de dialogue Paramètres d'analyse s'ouvre.*

**Paramètres d'analyse**

Apnée | Hypopnée | Ronfl. | Désaturation | CSR

Seuil : 20 % [1 - 90] = réduction du débit de 80 %

Durée min. : 10 s [1 - 20]

Durée max. : 80 s [1 - 100]

Détermination du type d'apnée en conjonction avec le signal d'effort respiratoire :

Seuil pour l'apnée obstr. : 20 % [0 - 49]

Seuil pour l'apnée centr. : 60 % [50 - 80]

Seuil d'amplitude pour l'apnée centrale : 20 % [2 - 30]

OK Annuler Paramètres standard ResMed

Cliquez sur **Paramètres standard ResMed** pour appliquer les réglages par défaut.

## Affichage des enregistrements

### Vue du rapport

Le rapport associé à un enregistrement est créé au format PDF (Portable Document Format). Ce format permet le téléchargement de documents quel que soit le système d'exploitation utilisé. Pour ouvrir un fichier PDF, il faut le logiciel Acrobat Reader, qui est installé lors de l'installation du logiciel ApneaLink. Les rapports créés s'affichent dans une fenêtre PDF. La fenêtre PDF dispose de sa propre barre d'outils qui propose diverses fonctions. Pour plus d'informations sur cette application, veuillez consulter le mode d'emploi d'Acrobat Reader.






## Ouverture d'un rapport

Le rapport relatif à un enregistrement s'affiche automatiquement une fois que l'enregistrement en question a été téléchargé à partir de l'enregistreur et analysé en fonction des paramètres d'analyse. Le rapport est automatiquement enregistré dans le casier fiches.


Pour ouvrir un rapport :

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Casier fiches**  .  
La fenêtre Casier fiches s'ouvre.
2. Dans le panneau Rapports, sélectionnez un rapport et cliquez sur **Affichage**.

**Remarque :** si le rapport ne s'affiche pas dans la langue souhaitée, cela signifie que le paramètre de langue a été modifié. Si c'est le cas, l'enregistrement en question doit être analysé à nouveau. Pour assurer que les résultats d'analyse qui figurent dans le rapport ne changent pas, vous devez comparer les paramètres d'analyse du rapport à ceux actuellement configurés dans le logiciel.

## Ajout de commentaires


Vous pouvez ajouter des commentaires à un rapport courant si nécessaire. Vous pouvez ouvrir l'éditeur de texte pour les commentaires dans la vue du rapport. Lorsqu'un commentaire a été saisi, celui-ci s'affiche dans le rapport.

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Éditer commentaires**  .  
L'éditeur de texte s'ouvre.
2. Saisissez le commentaire et cliquez sur **OK**.  
Le commentaire s'affiche dans le rapport.

**Remarque :** si plusieurs rapports ont été générés pour un même enregistrement, vous ne pouvez saisir des commentaires que pour le rapport le plus récent.

## Enregistrement local d'un rapport

Les rapports sont gérés au sein du casier fiches. Si nécessaire, vous pouvez enregistrer un rapport dans le répertoire de fichiers de votre choix.

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Casier fiches** .
2. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez enregistrer localement.
3. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Enregistrer le rapport localement**.
4. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Une copie du rapport au format PDF est enregistrée dans le répertoire sélectionné.


**Remarque :** pour ouvrir le rapport, il faut le logiciel Acrobat Reader fourni gratuitement avec le système ApneaLink. Si le logiciel Acrobat Reader n'a pas été installé lors de l'installation du logiciel ApneaLink, insérez à nouveau le CD d'installation et cliquez sur **Installer Acrobat Reader** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

## Paramètres des rapports en option

Vous disposez de plusieurs options de réglage pour l'affichage des rapports.

Pour ouvrir les paramètres des rapports :

- Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Paramètres** et cliquez sur **Rapport**.




## Options de réglage des rapports

Système de mesure	La taille et le poids peuvent être indiqués dans le système métrique ou impérial.
Afficher le logo sur le rapport	Cochez la case et cliquez sur <b>Sélectionner fichier</b> . Dans la boîte de dialogue Sélectionner logo, sélectionnez un fichier d'image enregistré au format bitmap (BMP) ou JPEG. La taille du fichier du logo s'affiche dans une boîte de dialogue d'avertissement. Le logo est inséré en haut à gauche du rapport lorsqu'un rapport est créé ou mis à jour. <b>Remarque :</b> la taille du fichier peut avoir un effet sur le temps d'ouverture du rapport ou d'envoi par e-mail.
Imprimer plusieurs rapports	Cochez la case et indiquez le nombre de rapports que vous souhaitez imprimer dans le champ numérique.
Rapport détaillé	Cochez la case Rapport détaillé pour inclure une courbe générale dans la deuxième page du rapport. Cette option permet également d'afficher les mesures de saturation inférieures à 88 ou 89 % en cochant les cases appropriées.
Nom du médecin traitant	Dans le champ de texte, vous pouvez entrer manuellement l'adresse du médecin vers lequel le patient doit être orienté pour traitement ultérieur. Le logiciel enregistre automatiquement les adresses entrées, qui peuvent être sélectionnées dans la liste d'adresses à l'aide du bouton Sélectionner.
Réglages avancés	Utilisez cette option pour que le graphique indicateur s'affiche avec (IR) ou sans (IAH) les limitations du débit.

## Vue du signal


Dans la vue du signal, les signaux de l'enregistrement sont représentés avec les événements qui se sont produits sous forme de courbes.

### Ouverture d'une vue du signal

1. Ouvrez le casier fiches.
2. Sélectionnez un enregistrement.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Vue du signal** .

**Remarque :** si vous double-cliquez sur un enregistrement dans le casier fiches, la vue du signal s'ouvre.

## Explication de la vue du signal




- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Fenêtre supérieure                             | 8  | Événement   |
| 2 | Indicateur de période de la fenêtre inférieure | 9  | Liste de sélection de type d'événement  |
| 3 | Indicateur temporel                            | 10 | Passage d'un événement à un autre   |
| 4 | Signal   | 11 | Liste de sélection pour l'affichage chronologique des signaux sur chaque page d'écran |
| 5 | Canal  | 12 | Déplacement et réinitialisation de la ligne du zéro                                   |
| 6 | Fenêtre inférieure                             | 13 | Augmentation/réduction de l'amplitude des signaux (zoom)                              |
| 7 | Barre et sens de défilement                    |    |   |

Les courbes des canaux Débit et Ronflement et les événements s'affichent dans les deux fenêtres. Si une oxymétrie de pouls est effectuée, les signaux correspondants enregistrés s'affichent aussi sur les canaux Saturation et Pouls. L'ApneaLink Plus a également un canal Effort respiratoire.

## Modification de l'aspect des signaux

### Modification de la période d'affichage



Les signaux enregistrés au cours de la période spécifiée s'affichent dans la vue du signal. Si nécessaire, cette période peut être réglée individuellement pour la fenêtre supérieure et la fenêtre inférieure.

1. En bas à droite de la fenêtre concernée, cliquez sur la liste déroulante ou sur la flèche  pour ouvrir une liste de périodes de signal.
2. Sélectionnez la période souhaitée.  
Si vous sélectionnez la période de cinq minutes, l'enregistrement s'affiche sur une durée de cinq minutes dans la vue du signal.

### Modification (zoom) de l'affichage des signaux

Les boutons Zoom permettent d'agrandir ou de réduire l'affichage des signaux. L'affichage agrandi permet d'examiner les amplitudes de signal plus en détail. La réduction de la taille de l'affichage permet d'obtenir une vue d'ensemble claire des différentes amplitudes. La taille d'affichage des signaux peut être ajustée séparément pour chaque canal. Le facteur de zoom est indiqué dans la vue du signal.

Suivez l'une des instructions suivantes :




- Pour agrandir l'affichage des signaux, cliquez sur .
- Pour réduire l'affichage des signaux, cliquez sur .

Cliquez sur le bouton de zoom souhaité dans la vue du signal.

### Déplacement de la ligne du zéro

Si la taille d'affichage des signaux a été agrandie et que les amplitudes du signal sont en dehors de la zone représentée, la ligne du zéro peut être déplacée de +/-100 %.

Suivez l'une des instructions suivantes :

- Pour déplacer la ligne du zéro vers le haut, cliquez sur .
- Pour restaurer le réglage par défaut de la ligne du zéro, cliquez sur  (zoom de débit uniquement).
- Pour déplacer la ligne du zéro vers le bas, cliquez sur .

## Exploration des enregistrements



Dans la vue du signal, vous pouvez régler les périodes pour lesquelles vous voulez afficher les signaux de l'enregistrement, individuellement pour la fenêtre supérieure et la fenêtre inférieure. Cela offre la possibilité d'afficher l'enregistrement sur une longue période (toute la nuit par exemple) dans l'une des deux fenêtres, et dans l'autre sur une période plus courte (cinq minutes par exemple). Si vous cliquez sur une heure particulière dans la fenêtre supérieure, celle-ci s'affiche au sein de la période pré-réglée dans la fenêtre inférieure. Une heure particulière sélectionnée est indiquée par une ligne verticale.

Sous les courbes des signaux des fenêtres supérieure et inférieure se trouvent des flèches et des barres de défilement. Cliquez sur la barre de défilement et faites-la glisser pour faire défiler les signaux. Vous pouvez également cliquer sur les flèches pour aller vers la droite ou vers la gauche.

Vous pouvez également utiliser les commandes du clavier pour faire défiler un enregistrement. Cliquez sur la vue du signal que vous souhaitez faire défiler et déplacez l'affichage à l'aide des flèches du clavier. En appuyant sur la touche Début, vous retournez au début de l'enregistrement. En appuyant sur la touche Fin, vous allez à la fin de l'enregistrement.

**Affichage des événements**

Tous les événements détectés lors de l'analyse automatique d'un enregistrement sont affichés dans la vue du signal. Pour les distinguer les uns des autres, les événements sont affichés dans des couleurs et tailles différentes. Les événements peuvent également être identifiés par des abréviations. Vous pouvez sélectionner un type d'événement à partir de la liste déroulante Type d'événement et faire défiler l'enregistrement.

- Cliquez sur la liste déroulante Type d'événement et sélectionnez le type d'événement souhaité.
- Cliquez sur l'une des flèches   pour aller à l'occurrence précédente ou suivante de l'événement.

Le tableau suivant indique tous les types d'événement par défaut automatiquement détectés par le logiciel ApneaLink et affichés dans les courbes de signaux :

Type d'événement	Abréviation	Canal
Apnée non qualifiée	AI	Débit
Apnée obstructive	AO <sup>1</sup>	Débit
Apnée mixte	AM <sup>1</sup>	Débit
Apnée centrale	AC <sup>1</sup>	Débit
Hypopnée	H	Débit
Limitation du débit	Ld	Débit
Ronflement	Ronf	Ronflement
Débit inspiratoire	Di	Débit
Limitation du débit avec ronflement	LR	Débit
Saturation basale	Sb <sup>2</sup>	Saturation
Désaturation	Dé <sup>2</sup>	Saturation
Données non valides	Dnv	Débit, pile, ronflement, saturation, pouls
Début de l'analyse	D	Débit, effort, ronflement
Fin de l'analyse	F	Débit, effort, ronflement

Type d'événement	Abréviation	Canal
Exclus de l'analyse	Ea	Débit, effort, pile, ronflement, saturation, pouls
Capteur digital / XPod manquant	Cm <sup>2</sup>	Saturation, pouls
Signal trop faible	Stp	Débit, effort
Cheyne-Stokes	CSR	Débit

1. Ne peut être modifié que dans ApneaLink Plus
2. Uniquement pour les enregistrements avec oxymétrie de pouls

### Remarques :

- Une mauvaise mise en place des capteurs ou une alimentation inappropriée peut entraîner des données non valides.
- Les chevauchements d'événements sont contrôlés à la fois lors de l'analyse automatique et au moment du traitement manuel des événements. Les chevauchements d'événements sont corrigés.


## Insertion et modification des événements

Si nécessaire, vous pouvez insérer d'autres événements dans la liste actuelle et les attribuer à un type d'événement. Dans le cas d'événements modifiables, la durée et le type d'événement affecté peuvent être modifiés ultérieurement.

**Remarque :** la disponibilité des types d'événement dépend du type d'enregistreur.

1. Placez le curseur sur un canal, là où vous voulez que l'événement à insérer commence.
2. Faites un clic gauche et faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche au niveau de la fin de l'événement à insérer.

Un menu contextuel s'ouvre et indique une liste de types d'événement.



3. Cliquez sur le type d'événement souhaité.

Lorsque vous insérez ou modifiez un événement, cela entraîne des modifications dans le rapport actuel de l'enregistrement en cours d'analyse. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous demander si vous souhaitez créer un rapport ou modifier le rapport actuel.

### **Remarques :**

- Les durées exclues de l'analyse ajoutées manuellement pour le canal Saturation ou Pouls ne sont prises en compte que pour le calcul de l'IDO et ne figurent dans le rapport que dans ce cas.
- Les durées exclues de l'analyse sont calculées lors de la détermination de la période d'évaluation pour l'analyse.
- Si un enregistrement a ultérieurement fait l'objet d'une modification manuelle, ceci est indiqué dans le casier fiches, dans le tableau Rapport, sous « État manuel ».

### **Fixation de la durée d'un événement**

Vous pouvez modifier la durée d'un événement à partir de la vue du signal. Placez le curseur au début ou à la fin d'un événement et patientez jusqu'à ce que la forme du curseur change. Faites glisser la limite de la colonne à l'endroit souhaité.


### **Affectation d'un type d'événement**

Les événements sont affectés aux types d'événement correspondants. Vous pouvez modifier cette affectation en faisant un clic droit sur l'événement pour ouvrir un menu contextuel relatif à l'affectation du type d'événement.

## **Suppression d'événements**

Vous pouvez supprimer des événements dans la vue du signal ainsi que dans la liste d'événements.

1. Cliquez sur l'événement à supprimer dans la vue du signal.
  2. Appuyer sur la touche **Suppr.** du clavier.
- OU

1. Dans la barre d'outils de la vue du signal, cliquez sur **Liste d'événements** .
2. Dans la liste d'événements, sélectionnez l'événement que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyer sur la touche **Suppr.** du clavier.


### **Remarques :**

- Si un événement est supprimé par erreur, restaurez-le à l'aide de la fonction Annuler du menu **Édition**. Si plusieurs événements ont été supprimés, seul le dernier peut être restauré.
- Si vous souhaitez supprimer plusieurs événements de la liste à la fois, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les événements à supprimer.
- Lorsque vous insérez ou modifiez un événement, cela entraîne des modifications dans le rapport actuel de l'enregistrement en cours d'analyse. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous demander si vous souhaitez créer un rapport ou modifier le rapport actuel.




## Affichage de la liste d'événements

La liste d'événements contient tous les événements qui se sont produits pendant l'enregistrement actuellement ouvert. Lorsque vous travaillez dans la vue du signal, la liste d'événements vous aide à analyser un enregistrement en vous permettant de sélectionner et d'afficher rapidement des événements particuliers. La liste d'événements comprend tous les groupes d'événements et les événements qui ont été analysés dans l'enregistrement.


1. Ouvrez un enregistrement dans la vue du signal.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Liste d'événements** .

Les panneaux Groupes événements et Liste d'événements s'affichent dans la fenêtre supérieure de la vue du signal.



3. Pour ouvrir tous les événements affectés à un groupe d'événements, cliquez sur un groupe dans le panneau Groupes événements.  
Les événements affectés s'affichent dans le panneau Liste d'événements.


4. Pour afficher un événement dans la vue du signal, cliquez sur un événement dans le panneau Liste d'événements.  
L'événement sélectionné s'affiche dans la fenêtre inférieure de la vue du signal.

**Remarque :** vous pouvez masquer les panneaux d'événements en cliquant à nouveau sur **Liste d'événements**  dans la barre d'outils. La fenêtre supérieure de la vue du signal s'affiche à nouveau.

## Modification des groupes d'événements

### Création d'un groupe d'événements

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Nouveau groupe d'événements**.  
La boîte de dialogue Affecter s'ouvre.



2. Cochez la case adjacente à la description d'un événement pour affecter ce type d'événement au nouveau groupe d'événements.
3. Cliquez sur **OK**.



### Modification d'un groupe d'événements

1. Dans le panneau Groupes événements, sélectionnez le groupe d'événements que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Éditer groupe d'événements**.  
La boîte de dialogue Affecter le type d'événement à un groupe d'événements s'ouvre.
3. Modifiez le nom dans le champ de texte Groupe événements.
4. Cliquez sur **OK**.

### Suppression d'un groupe d'événements

1. Dans le panneau Groupes événements, sélectionnez le groupe d'événements que vous souhaitez supprimer.
2. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Supprimer groupe d'événements**.

## Fermeture d'une liste d'événements

- Dans la barre d'outils, cliquez sur **Liste d'événements**  .  
OU
- En haut à droite du panneau Liste d'événements, cliquez sur **Fermer**  .

## Personnalisation de la fenêtre du signal

Vous pouvez modifier individuellement les réglages par défaut pour la résolution ainsi que les canaux et les événements pour les fenêtres supérieure et inférieure dans la vue du signal.

- Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Fenêtre signal**.

La fenêtre Ajuster fenêtre signal s'affiche.



Les paragraphes suivants indiquent les différentes options de réglage de la fenêtre du signal.


### Résolution

Les listes déroulantes contiennent les différentes périodes que vous pouvez afficher dans l'enregistrement. Un enregistrement peut être affiché pour une période allant d'une seconde à la nuit entière.


### Canaux

Les canaux affichés dans la vue du signal peuvent être déterminés. La couleur de la courbe du signal peut être modifiée à l'aide de la fonction Canaux.

1. Cliquez sur **Canaux** pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration des canaux.



2. Sélectionnez l'une des commandes suivantes selon les besoins.


Commande	Fonction
Sélectionner tout	Permet de sélectionner tous les canaux.
Activer canaux	Permet d'activer le canal sélectionné.
Désactiver canaux	Permet de désactiver le canal sélectionné.
Appliquer couleur	Permet d'ouvrir une palette de couleurs et d'affecter la couleur sélectionnée au signal mis en surbrillance.
Définir ordre 	Permet de déplacer le canal sélectionné vers le haut ou le bas de la liste pour modifier l'ordre.
Rapport hauteur	Permet d'afficher le canal sélectionné en plus gros (facteur défini) que les autres canaux affichés dans la taille par défaut.
Valeurs standard	Restaure les réglages par défaut pour le canal.

3. Cliquez sur **OK** pour appliquer les réglages sélectionnés.

## Événements

Les événements sont affichés en couleur dans la vue du signal et affectés à un canal fixe. Vous pouvez utiliser la fonction Événements pour définir la couleur d'un événement. La boîte de dialogue fait la distinction entre événements standard et événements étendus. Les événements standard sont pris en compte lors de la détermination de l'indicateur de risques et de l'IDO. Les événements étendus sont considérés comme durées exclues de l'analyse. Vous pouvez également décider si le type d'événement doit être affiché ou non.

1. Cliquez sur **Événements** pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres événements.



2. Sélectionnez l'une des commandes suivantes selon les besoins.

Commande	Fonction
Sélectionner tout	Permet de sélectionner tous les événements.
Activer les événements	Permet d'activer les événements sélectionnés.
Désactiver les événements	Permet de désactiver les événements sélectionnés.
Appliquer couleur	Permet d'ouvrir une palette de couleurs et d'affecter la couleur sélectionnée à l'événement mis en surbrillance.
Valeurs standard	Réinitialise les réglages par défaut pour l'événement.

3. Cliquez sur **OK** pour appliquer les réglages.

### Curseur croisé

Le curseur croisé facilite l'analyse des courbes des signaux. Vous pouvez l'utiliser pour marquer précisément un point de la courbe. La position chronologique et la déviation d'amplitude sont indiquées sur la ligne d'état en bas de l'écran.


Pour l'afficher dans la vue du signal, cochez la case Curseur croisé dans la fenêtre Ajuster fenêtre signal.

### Masquer les canaux sans données


Vous pouvez masquer les canaux qui ne contiennent aucune donnée d'enregistrement dans la vue du signal. Ceci s'avère particulièrement utile si un enregistrement a été effectué sans oxymétrie de pouls.

Pour activer cette option, cochez la case Masquer les canaux sans données dans la fenêtre Ajuster fenêtre signal.

## Captures d'écran de la vue du signal pour insertion dans un rapport

1. Ouvrez un enregistrement dans la vue du signal.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Réaliser une capture d'écran** .

La boîte de dialogue Capture d'écran pour insertion dans un rapport s'ouvre et affiche le dernier rapport avec en plus la page de capture d'écran.



3. Cliquez sur **OK**.

Le rapport modifié est enregistré dans le casier fiches avec une nouvelle date.

**Remarques :**


- Pour supprimer une capture d'écran avant de sauvegarder, cliquez sur **Supprimer la capture d'écran**.
- Vous pouvez insérer jusqu'à 10 captures d'écran dans un rapport.
- L'insertion de captures d'écran peut entraîner une augmentation de la taille du fichier.


# Gestion des données dans le casier fiches

Le casier fiches est similaire à une base de données dans laquelle sont gérés les données personnelles des patients, les enregistrements (analyses) et les rapports. La rubrique suivante expose les différentes propriétés et fonctions du casier fiches.

## Ouverture du casier fiches

Suivez l'une des instructions suivantes :

- Dans la barre d'outils, cliquez sur **Casier fiches**  .  
OU
- Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Casier fiches**.



## Propriétés

Le casier fiches contient des panneaux distincts pour les données patient (1), les enregistrements (2) et les rapports (3). Ces types de données sont liés les uns aux autres. Un fichier patient peut contenir un ou plusieurs enregistrements et un enregistrement peut contenir un ou plusieurs rapports. Si vous cliquez sur le nom d'un patient, tous les enregistrements et rapports le concernant s'affichent. Si vous cliquez sur un enregistrement, tous les rapports qui y sont associés s'affichent.

Dans le cas de données plus volumineuses, les différentes fonctions de recherche du logiciel vous permettent de rechercher des termes spécifiques dans le casier fiches.

Il est généralement possible de trouver les données d'un patient particulier en entrant son nom de famille, son prénom et sa date de naissance. Ces données figurent sur la fiche du patient.

Les enregistrements précisent le nom du patient, la date de l'enregistrement, l'heure de début et la durée de l'enregistrement. Si un enregistrement a été archivé, la date d'archivage est indiquée dans le champ Archive.

Le panneau Rapports indique la date de création du rapport, l'état d'analyse et l'état des modifications manuelles ultérieures. Le champ État analyse peut contenir les entrées « Analyse automatique » ou « Délai interprétation trop court ». Si un enregistrement et le rapport correspondant ont été modifiés, le message d'état « Édition postérieure manuelle » s'affiche dans la colonne « État manuel ».

Les données des tableaux des différentes fenêtres peuvent être triées. Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier les données par ordre alphabétique, numérique ou par date. Un petit triangle dans l'en-tête de la colonne indique si l'ordre de tri est croissant ou décroissant.

Dans le casier fiches, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs fichiers à la fois grâce à différentes combinaisons de touches :

*CTRL + A : permet de sélectionner tous les fichiers*

*CTRL + clic de souris : permet de sélectionner un fichier individuel*

*Les entrées sélectionnées apparaissent en surbrillance. Si plusieurs enregistrements ont été sélectionnés, les rapports concernant l'enregistrement sélectionné en dernier s'affichent dans le panneau Rapports.*

La largeur des colonnes du tableau peut être modifiée. Déplacez le curseur de la souris vers la limite de l'en-tête d'une colonne et faites-la glisser sur la droite jusqu'à ce que la colonne ait la largeur souhaitée.

Vous pouvez modifier la disposition des colonnes du tableau. Cliquez sur l'en-tête de la colonne et faites-le glisser vers l'endroit souhaité. Une flèche verte s'affiche entre les en-têtes de colonne pour indiquer le nouvel emplacement.

## Fonctions de recherche

Les fonctions de recherche vous permettent d'accéder aux données d'un patient particulier et aux enregistrements et rapports associés qui se trouvent dans des bases de données volumineuses.

Vous pouvez saisir un nom de famille dans le champ de texte Sélection pour afficher les enregistrements de données avec ce nom dans le casier fiches.

### Recherche de texte complet

- En haut à gauche, au-dessus du panneau Patients, cochez la case **Recherche texte complet**.

Avec la recherche de texte complet, les caractères entrés dans le champ de texte sont comparés aux noms de famille des patients. Tous les patients dont le nom contient ces caractères sont listés dans les résultats de la recherche.



Exemple :

Critère de recherche : er

Résultats : Mercier, Gibier, Gilbert

### Recherche dès la pression d'une touche

- En haut à gauche, au-dessus du panneau Patients, cochez la case **Recherche dès pression touche**.

Si vous entrez la lettre « M » par exemple, tous les patients dont le nom commence par « M » sont listés. La recherche est affinée selon chacune des nouvelles lettres saisies.

**Remarque** : la case *Recherche texte complet* doit être décochée pour appliquer cette fonction.

## Affichage du contenu du casier fiches

Vous pouvez ouvrir des données patient, des enregistrements et des rapports à l'aide du casier fiches à partir des différentes vues. Les données patient figurent sur la fiche patient. Un enregistrement est affiché dans la vue du signal et un rapport dans la vue du rapport.

1. Sélectionnez une entrée du casier fiches.
2. En bas à gauche du casier fiches, cliquez sur **Affichage**.  
Le fichier sélectionné s'affiche dans la vue correspondante.

**Remarque** : si vous double-cliquez sur une entrée du casier fiches (fichier patient, enregistrement ou rapport), le contenu s'ouvre automatiquement dans la vue correspondante.

## Suppression du contenu du casier fiches

Si vous supprimez des données patient, les enregistrements et rapports associés seront également supprimés. Si vous supprimez des enregistrements, les rapports associés seront également supprimés.

1. Dans le casier fiches, cliquez sur l'enregistrement de données à supprimer.
2. En bas à gauche du casier fiches, cliquez sur le bouton **Supprimer**.
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

### Remarques :

- Seuls les enregistrements stockés sur des supports accessibles en écriture peuvent être supprimés. Les enregistrements de données supprimés ne figurent plus dans le casier fiches et ne peuvent pas être récupérés.
- Vous pouvez sélectionner et supprimer plusieurs éléments à la fois.

## Transfert de la base de données

Le logiciel ApneaLink dispose d'un module supplémentaire que vous pouvez utiliser pour transférer la base de données, si l'espace mémoire est insuffisant pour d'autres enregistrements par exemple.

1. Fermez le programme ApneaLink.
2. Dans le menu **Démarrer** de Windows, allez dans **Programmes > ResMed > ApneaLink**.
3. Cliquez sur **Transfert de la base de données**.  
La boîte de dialogue Transfert de la base de données s'ouvre.



4. Cliquez sur **Sélectionner le dossier de destination**.
5. Sélectionnez le nouveau répertoire de bases de données.
6. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

Le répertoire sélectionné s'affiche dans le champ de texte Nouvel emplacement de la base de données.

7. Cliquez sur **Déplacer la base de données**.
8. Cliquez sur **Quitter** pour fermer la boîte de dialogue.


### Remarques :

- Le logiciel ApneaLink ne peut traiter que des noms de dossier et de fichier conformes aux normes ISO 8859-1 (Latin – Europe occidentale) et ASCII. La norme Unicode n'est pas prise en charge.
- Après le transfert de la base de données vers le nouveau répertoire, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez supprimer ou conserver l'ancienne base de données. Le contenu du nouveau répertoire de la base de données est indiqué dans le casier fiches.
- La base de données peut également être démarrée dans l'application ApneaLink. Dans le menu Outils, cliquez sur Transfert de la base de données.


# Archivage et téléchargement des données



## Archivage des enregistrements

Lors de l'archivage, les enregistrements sont supprimés du casier fiches, permettant ainsi de libérer de l'espace mémoire lorsque le support est plein. Les données archivées sont toujours listées dans le casier fiches, avec la date d'archivage.

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Archiver** .

La boîte de dialogue Archiver enregistrements s'ouvre.



2. Dans le panneau Enregistrements disponibles, cliquez sur l'enregistrement que vous souhaitez archiver.
3. Cliquez sur  pour déplacer l'enregistrement sélectionné vers le panneau Enregistrements à archiver.  
Sinon, cliquez sur  pour retirer des enregistrements du panneau Enregistrements à archiver et les mettre dans le panneau Enregistrements disponibles.
4. Saisissez son nom dans le champ Nom supports.  
Le nom du support s'affiche dans les informations de l'enregistrement pour identifier le support d'archivage (par ex. pour archiver un enregistrement sur un disque dur externe, vous pouvez saisir « Disque dur » dans le champ de texte « Nom supports »).
5. Cliquez sur **Modifier destination** pour définir le répertoire de destination de l'archive.  
La boîte de dialogue Parcourir s'ouvre.

6. Sélectionnez le répertoire de l'archive et cliquez sur **OK**.

Les fichiers sont enregistrés dans le répertoire sous des noms générés automatiquement. L'extension de fichier OSA est prédéfinie et indique le format de fichier.

Si aucun répertoire de destination n'est sélectionné, l'enregistrement est archivé dans le répertoire de destination par défaut.

7. Cliquez sur **Archiver**.

La boîte de dialogue Archiver enregistrements se ferme et le casier fiches s'ouvre.

L'enregistrement archivé apparaît dans la colonne Archivé du casier fiches.

**Remarques :**

- Vous pouvez utiliser les fonctions de recherche pour trouver des enregistrements spécifiques et les afficher dans le panneau Enregistrements disponibles.
- Vous pouvez double-cliquer sur un enregistrement dans le panneau Enregistrements disponibles pour le déplacer automatiquement vers le panneau Enregistrements à archiver.
- Le logiciel ApneaLink ne permet pas de graver un fichier d'archivage directement sur un CD. Vous devez d'abord placer le fichier d'archivage dans le répertoire de destination à l'aide de la fonction d'archivage. À l'aide d'un logiciel de gravure de CD, vous pourrez alors accéder à l'enregistrement archivé dans le répertoire de destination et le graver sur un CD.

## Ouverture des enregistrements archivés

Les enregistrements archivés apparaissent dans la colonne Archivé du casier fiches.

1. Sélectionnez le fichier archivé.

2. Cliquez sur **Affichage**.

La boîte de dialogue Support d'archives s'ouvre.

3. Cliquez sur **Affichage**.

L'enregistrement que contient le fichier d'archivage s'affiche dans la vue du signal.

Si le fichier d'archivage se trouve dans un répertoire de destination auquel votre ordinateur peut accéder, l'enregistrement qu'il contient s'affiche automatiquement dans la vue du signal.

**Remarques :**


- Si le fichier d'archivage se trouve sur un CD, vous devez insérer le CD en question dans votre lecteur de CD et sélectionner le fichier d'archivage dans une boîte de dialogue.
- En double-cliquant sur un enregistrement archivé dans le casier fiches, l'enregistrement s'affiche automatiquement dans la vue du signal.

## Sauvegarde d'une copie d'un enregistrement archivé

Il est impossible de modifier un enregistrement archivé. Vous pouvez néanmoins enregistrer une copie de l'enregistrement archivé dans votre base de données. Pour sauvegarder une copie lorsque l'enregistrement archivé est affiché dans la vue du signal, cliquez sur **Enregistrer localement** . Le rapport correspondant est également sauvegardé avec la copie de l'enregistrement.

## Duplication d'un enregistrement

Cette fonction permet de sauvegarder une copie d'un enregistrement dans un répertoire de destination déterminé. L'enregistrement d'origine demeure inchangé dans le casier fiches. La copie de l'enregistrement est sauvegardée sous un format compressé qui occupe moins d'espace mémoire. Dans la pratique, cette fonction peut s'avérer utile pour sauvegarder ou transférer des données.

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Casier fiches** .
2. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements.
3. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Dupliquer**.
4. Sélectionnez le répertoire et le nom de fichier et cliquez sur **Enregistrer**.

## Affichage des enregistrements externes


Les enregistrements externes sont identifiés par l'extension de fichier OSA. Ces fichiers ne figurent pas dans le casier fiches. Vous avez la possibilité d'utiliser la fonction « Affichage externe » pour ouvrir les enregistrements du programme ApneaLink qui ont été dupliqués. Cette fonction peut également être utilisée pour ouvrir des données archivées.

1. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Affichage externes**.

La boîte de dialogue de sélection de fichier s'ouvre.

2. Sélectionnez un enregistrement et cliquez sur **Ouvrir**.

Le contenu du fichier externe OSA s'affiche dans le casier fiches.

Vous pouvez ouvrir et consulter le contenu de ce fichier grâce à l'affichage externe. De plus, le symbole  **Enregistrer localement** s'affiche dans la barre d'outils. Cette fonction vous permet de sauvegarder une copie d'un enregistrement externe dans le casier fiches.

**Remarque :** les fichiers OSA qui ont été générés par un logiciel ApneaLink d'une version antérieure à la version 6.0 ne peuvent pas être ouverts à l'aide de la fonction « Affichage externe ». Ils doivent être ouverts à l'aide de la fonction « Importer ».

## Importation d'un enregistrement

Les fichiers OSA générés par un logiciel ApneaLink d'une version antérieure à la version 6.0 peuvent être ouverts à l'aide de la fonction Importer.

1. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Importer l'enregistrement**.

- La boîte de dialogue Sélectionner fichier import s'ouvre.
- Sélectionnez l'enregistrement et cliquez sur **Ouvrir**.  
Le contenu du fichier externe OSA s'affiche dans le casier fiches.

## Exportation d'un enregistrement au format EDF ou EDF+

Vous pouvez exporter un enregistrement aux formats EDF (European Data Format) ou EDF+, spécifiquement prévus pour le partage des données de mesure. Ces deux formats de fichier peuvent être ouverts à l'aide de logiciels prenant en charge le format EDF. Les données de l'enregistrement exportées sous l'un ou l'autre format sont enregistrées en fonction des paramètres d'exportation. Seul l'affichage des données diffère.

**Remarque :** avant d'exporter un enregistrement, il est conseillé de contrôler les paramètres d'exportation dans le menu Outils.

- Ouvrez le casier fiches.
- Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez exporter.
- Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Exporter**.
- Cliquez sur le format de fichier désiré.  
La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.
- Sélectionnez le dossier de destination et cliquez sur **Enregistrer**.

### Paramètres pour l'exportation au format EDF

- Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Paramètres**.
- Cliquez sur **Exportation au format EDF**.  
La boîte de dialogue Exportation au format EDF s'ouvre.

**Exportation au format EDF**

Sélectionner les canaux pour l'exportation sélectionner tout + -

<input type="checkbox"/> Batterie	<input checked="" type="checkbox"/> Ronfl.	<input checked="" type="checkbox"/> Pouls
<input checked="" type="checkbox"/> Flux respiratoire	<input checked="" type="checkbox"/> Effort	<input checked="" type="checkbox"/> Saturation

Sélectionner les événements pour l'exportation sélectionner tout + -

<input checked="" type="checkbox"/> Signal trop faible (effort)	<input checked="" type="checkbox"/> Données non valides, saturation	<input type="checkbox"/> Cycle respiratoire
<input checked="" type="checkbox"/> Apnée obstructive	<input checked="" type="checkbox"/> Données non valides, pouls	<input checked="" type="checkbox"/> Ronfl.
<input checked="" type="checkbox"/> Apnée centrale	<input checked="" type="checkbox"/> Données non valides, débit	<input checked="" type="checkbox"/> Limitation du débit
<input checked="" type="checkbox"/> Apnée mixte	<input checked="" type="checkbox"/> Données non valides, batterie	<input checked="" type="checkbox"/> Hypopnée
<input checked="" type="checkbox"/> Pause d'effort	<input checked="" type="checkbox"/> Données non valides, XPod	<input checked="" type="checkbox"/> Apnée indéterminée
<input checked="" type="checkbox"/> Début de l'évaluation, pouls	<input checked="" type="checkbox"/> XPod manquant	<input checked="" type="checkbox"/> Signal trop petit
<input checked="" type="checkbox"/> Début de l'évaluation, saturation	<input checked="" type="checkbox"/> Capteur pour doigt manquant	<input checked="" type="checkbox"/> Fin interprétation
<input checked="" type="checkbox"/> Exclusion de l'analyse, saturation	<input checked="" type="checkbox"/> Respiration Cheyne-Stokes	<input checked="" type="checkbox"/> Début de l'évaluation
<input checked="" type="checkbox"/> Désaturation	<input checked="" type="checkbox"/> Limitation du débit & ronflements	<input checked="" type="checkbox"/> Interruption de l'enregistrement
<input checked="" type="checkbox"/> Saturation basale	<input checked="" type="checkbox"/> Exclusion de l'analyse, débit	

☒ OK ☒ Annuler Paramètres par défaut

3. Cochez ou décochez les cases pertinentes afin de définir les canaux et événements nécessaires.
4. Cliquez sur **OK** pour appliquer les réglages.  
OU  
Cliquez sur **Paramètres par défaut** pour appliquer les réglages par défaut.

**Remarque :** les réglages s'appliquent à tous les enregistrements.

## Exportation d'un enregistrement au format CSV

Vous pouvez exporter des données statistiques (par ex. AHI, HI) et des entrées de texte (telles que les données patient) de tous les enregistrements au format CSV (Comma Separated Value). Ce format de fichier permet de partager des tables de base de données entre le logiciel ApneaLink et d'autres applications telles que Microsoft Excel. Dans Excel, un enregistrement s'affiche comme un jeu de données sur une ligne de table.

1. Ouvrez le casier fiches.
2. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Exporter**.
3. Cliquez sur le format de fichier **CSV**.  
La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.
4. Sélectionnez le dossier de destination et cliquez sur **Enregistrer**.

## Informations sur l'enregistrement

La fonction Info enregistrement contient les informations concernant la date, les détails du fichier, l'enregistreur utilisé et les informations relatives à la fin de l'enregistrement. Ces informations sont utiles pour la révision de l'appareil.

1. Ouvrez le casier fiches.
2. Faites un clic droit sur un enregistrement.
3. Cliquez sur **Enregistrement – Info** dans le menu contextuel.  
La boîte de dialogue Information s'ouvre.

## Envoi d'un rapport ou d'un enregistrement par e-mail

Le logiciel ApneaLink utilise le client de messagerie électronique installé (Microsoft Outlook ou Microsoft Outlook Express) pour envoyer des rapports ou des enregistrements par e-mail.

### **Remarques :**

- Les enregistrements et les rapports contiennent des données patient qui doivent être traitées en toute confidentialité en vertu de la loi sur le respect de vie privée. Avant d'envoyer ce type de données par e-mail, vous devez obtenir l'autorisation du patient concerné.
- Avant d'envoyer un enregistrement ou un rapport à l'aide du programme ApneaLink, vérifiez que Microsoft Outlook ou Microsoft Outlook Express est bien configuré pour l'envoi d'e-mails.

- *Selon la durée de l'enregistrement, la taille du fichier OSA correspondant peut être de 5 Mo voire plus. Avant d'envoyer le message, vérifiez si votre service de messagerie est en mesure d'envoyer un tel volume de données et si le service de messagerie du destinataire accepte les fichiers aussi volumineux.*

## **Envoi d'un rapport**

1. Ouvrez le casier fiches.
2. Sélectionnez le rapport.
3. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Envoyer le rapport par e-mail**.  
Le programme de messagerie électronique s'ouvre. Le rapport est joint à l'e-mail au format PDF.

### **Remarques :**

- *Pour ouvrir le rapport, le destinataire de l'e-mail aura besoin du programme Adobe Acrobat Reader.*
- *Un rapport ouvert dans la fenêtre Rapport peut également être envoyé.*

## **Envoi d'un enregistrement**

1. Ouvrez le casier fiches.
2. Sélectionnez un enregistrement.
3. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Envoyer l'enregistrement par e-mail**.  
Le programme de messagerie électronique s'ouvre. L'enregistrement est joint à l'e-mail au format OSA. Chaque fichier OSA contient également les données patient et le rapport en cours.

### **Remarques :**


- *Pour que le destinataire de l'e-mail puisse ouvrir le fichier OSA, le programme ApneaLink doit être installé sur son ordinateur. Le fichier OSA peut être ouvert dans le programme ApneaLink à l'aide de la fonction Affichage externes ou en double-cliquant sur le fichier.*
- *Les programmes ApneaLink ou microMesam d'une version antérieure à 6.0 ne sont pas en mesure d'afficher les données d'oxymétrie de pouls.*
- *Un enregistrement peut également être envoyé par e-mail s'il a été ouvert dans la vue du signal.*



# Impression

## Imprimer un rapport

Vous pouvez imprimer un rapport à partir du menu Fichier ou de la barre d'outils de la vue du Rapport.

1. Ouvrez un rapport dans le casier fiches.
2. Suivez l'une des instructions suivantes :
  - Dans la barre d'outils de la vue Rapport, cliquez sur **Imprimer**  .  
*OU*
  - Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Imprimer rapport**.

*La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre.*

*Vous pouvez préciser les paramètres d'impression (nombre d'exemplaires par exemple) avant de lancer l'impression.*

3. Cliquez sur **OK**.

**Remarque :** si vous souhaitez imprimer plusieurs exemplaires du rapport, vous pouvez le configurer au préalable dans les paramètres du rapport.

## Impression de la documentation utilisateur

Les systèmes ApneaLink sont fournis avec deux documents destinés aux utilisateurs. Ceux-ci se trouvent dans le menu Aide du programme.

### Informations patient

Ces informations expliquent comment poser les capteurs et comment démarrer et arrêter l'enregistreur pour un enregistrement.

Vous pouvez imprimer les Informations patient une fois la procédure de personnalisation terminée. Vous y êtes invité par la boîte de dialogue correspondante. Les Informations patient peuvent également être imprimées à partir du menu Fichier dans Acrobat Reader.

### Guide clinique

Le guide clinique actuel peut être ouvert à partir du programme et imprimé à partir du menu Fichier dans Acrobat Reader.

# Nettoyage et entretien

Un nettoyage et un entretien régulier du système ApneaLink doivent être réalisés tel que décrits dans cette rubrique.

## Nettoyage

1. Éteignez l'enregistreur.
2. S'il est encore connecté, retirez et éliminez la canule nasale.
3. En cas d'utilisation d'un ApneaLink Plus, retirez le capteur d'effort respiratoire.
4. Vissez le capuchon de protection sur le raccord de la canule nasale.
5. Retirez l'oxymètre de pouls de l'enregistreur.
6. Retirez le capteur digital de pouls de l'oxymètre.  
**Remarque :** manipulez le raccord de l'oxymètre de pouls avec précaution. Ne tordez pas le câble de l'oxymètre.
7. Mettez le cache de protection du port USB du boîtier en place.
8. Nettoyez le boîtier de l'enregistreur et de l'oxymètre de pouls, le câble de l'oxymètre de pouls, le clip de fixation et le capteur d'effort respiratoire à l'aide d'un chiffon humide et de savon liquide doux.
9. Laissez sécher les composants nettoyés.
10. Jetez le capteur digital de pouls à usage unique. Si vous utilisez d'autres capteurs de pouls agréés, suivez les instructions de nettoyage des fabricants respectifs.
11. Lavez la sangle à la main ou en machine avec un cycle normal à 30 °C.
12. Laissez la sangle sécher. Ne la passez pas au sèche-linge et ne la lavez pas à sec.



### ATTENTION

- N'utilisez jamais d'agents abrasifs, d'alcool, d'acétone, de produits contenant du chlore ou d'autres solvants pour le nettoyage de l'enregistreur.
- N'immergez pas l'enregistreur, l'oxymètre de pouls, le capteur de pouls ni le capteur d'effort respiratoire dans des liquides et veillez à ce qu'aucun liquide ne s'écoule à l'intérieur de ces produits.
- N'essayez pas de stériliser l'enregistreur au risque de provoquer des dégâts à l'intérieur de l'appareil.

## Désinfection

Nettoyez les composants de l'ApneaLink en suivant les consignes ci-dessus. Désinfectez l'ApneaLink de la manière suivante :

1. Appliquez de la solution mikrozid® AF ou CaviCide® non diluée sur un linge jetable non teint propre.
2. Essuyez toutes les surfaces de l'appareil, en évitant que du liquide ne pénètre dans les orifices de l'appareil.

3. Laissez agir le désinfectant pendant cinq minutes.
4. Essuyez les traces de désinfectant sur l'appareil en utilisant un linge jetable non teint propre et sec.



### **ATTENTION**

Veillez à ce qu'aucun liquide ne s'écoule à l'intérieur de l'enregistreur ou du capteur d'effort car cela pourrait endommager ces appareils sans que cela ne soit visible.

## **Entretien**

L'entretien de l'ApneaLink relève de la responsabilité unique du médecin traitant ou de l'interlocuteur clinique.

- Nettoyez l'appareil et les accessoires entre chaque utilisation.
- Utilisez de nouvelles piles pour chaque utilisation. Si l'appareil n'est pas utilisé, rangez les piles séparément.
- Remplacez la sangle réutilisable après 100 utilisations.
- Remplacez le capteur d'effort après 200 utilisations.

Tous les appareils ApneaLink sont dotés d'une fonction de correction automatique de décalage. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un étalonnage annuel.

## **Réparation**

Les systèmes ApneaLink devraient assurer un fonctionnement fiable et sûr s'ils sont utilisés conformément aux instructions fournies par ResMed. En cas de signe d'usure ou de doutes quant au fonctionnement des appareils, ResMed recommande l'inspection et la révision des systèmes ApneaLink par un service technique agréé ResMed. Sinon, en règle générale, les appareils ne devraient nécessiter aucune révision ou inspection particulière pendant leur durée de vie nominale (cinq ans).

**Remarque :** *le système ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir l'enregistreur.*

# Dépannage

En cas de problème pendant l'utilisation de l'enregistreur ou du logiciel, reportez-vous aux solutions proposées ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez envoyer le fichier journal au service d'assistance technique ApneaLink ou contacter ResMed ou votre fournisseur. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

**Remarque :** pour envoyer le fichier journal, cliquez sur **Envoyer le fichier journal par e-mail** dans le menu **Outils**.

## Enregistreur

Problème/Cause possible	Solution
<b>Le témoin lumineux ne s'allume pas. Il ne se passe rien lorsque l'on appuie sur la touche Marche/Arrêt.</b>	
Vous n'avez pas appuyé assez longtemps sur la touche Marche/Arrêt ou vous avez appuyé dessus trop longtemps. L'enregistrement n'a pas démarré.	Pour démarrer un enregistrement, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le témoin s'allume (vert). L'appareil enregistre la respiration correctement si le témoin s'éteint lorsque le patient expire. <sup>1</sup> Le témoin est vert lorsque l'enregistreur fonctionne normalement. <sup>2</sup>
Pas de piles (normales ou rechargeables) ou piles à plat.	Remplacez les piles.
<b>Le témoin lumineux est rouge.</b>	
Le capteur digital de pouls est en place mais ne détecte pas de pouls.	Vérifiez que le capteur est correctement mis en place sur le doigt et que l'oxymètre de pouls est correctement branché.
<b>Le témoin reste vert alors que l'enregistrement n'a pas commencé.</b>	
Le câble USB est branché à l'ordinateur pendant l'enregistrement.	Débranchez le câble USB de l'enregistreur. Il ne faut pas connecter l'enregistreur et l'ordinateur avec un câble USB lorsque l'enregistreur est en place sur le patient.

- 
1. ApneaLink uniquement
  2. ApneaLink Plus uniquement

# Programme

Problème/Cause possible	Solution
<b>Le programme ne fonctionne pas ou génère des messages d'erreur.</b>	
Les fichiers du programme ne sont plus disponibles ou sont corrompus.	Installez à nouveau le programme ApneaLink. Si nécessaire, vérifiez votre ordinateur pour vous assurer qu'il est exempt de virus.
<b>Le programme ne s'affiche pas dans la langue désirée.</b>	
Le paramètre de langue a été modifié.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliquez sur Outils (ou Tools/Extras/Strumenti/Haramientis/Ferramentis/Verktug) dans la barre d'outils.</li><li>2. Puis cliquez sur Paramètres (ou Settings/Einstellungen/Impostazioni/Configuraciones/Definições/Inställningar).</li><li>3. Cliquez sur Sélection langue (ou Language selection/Sprachauswahl/Selezione lingua/Seleccionar idioma/Selecionar idioma/Språkval) dans la liste déroulante.</li><li>4. Cliquez sur la langue de votre choix dans la boîte de dialogue qui s'affiche.</li><li>5. Redémarrez le programme.</li></ol>
<b>La présentation du guide clinique ou des informations patient est déformée ou incomplète.</b>	
Ce problème peut survenir dans de rares cas et est dû à la configuration de votre ordinateur.	Installez Acrobat Reader à l'aide du CD d'installation.
<b>Impossible de télécharger les données de l'enregistreur.</b>	
Plusieurs enregistreurs sont simultanément branchés à l'ordinateur.	Il n'est possible de connecter qu'un seul enregistreur à l'ordinateur à la fois.
L'enregistreur est connecté à un hub USB.	L'ApneaLink ne doit pas être connecté à un hub USB.
Impossible de télécharger les données entre l'ordinateur et l'enregistreur.	Installez les fichiers du pilote pour le téléchargement des données entre l'ordinateur et l'enregistreur. Vérifiez les paramètres du pilote d'ApneaLink dans le gestionnaire de périphériques de votre ordinateur.
Connexion USB incorrecte entre l'ordinateur et l'enregistreur.	Vérifiez que la connexion USB entre l'enregistreur et l'ordinateur est correcte en portant une attention particulière aux branchements.

Problème/Cause possible	Solution
Câble USB défectueux.	Adressez-vous à ResMed ou à un distributeur ResMed agréé pour obtenir un nouveau câble USB.
Les fichiers du programme ne sont plus disponibles ou sont corrompus.	Installez à nouveau le programme ApneaLink. Si nécessaire, vérifiez votre ordinateur pour vous assurer qu'il est exempt de virus.
<b>Impossible d'afficher les anciennes données patient après une mise à jour.</b>	
Le logiciel ApneaLink ne peut pas localiser l'ancienne base de données.	Veuillez contacter ResMed ou un distributeur ResMed agréé.
<b>Affichage du message</b>	
« Vous n'êtes pas autorisé à connecter l'appareil à l'ordinateur. »	Une autorisation de sécurité locale est requise. Contactez votre service informatique.
<b>Impossible de personnaliser l'enregistreur.</b>	
Plusieurs enregistreurs sont simultanément branchés à l'ordinateur.	Il n'est possible de connecter qu'un seul enregistreur à l'ordinateur à la fois.
L'enregistreur est connecté à un hub USB.	L'ApneaLink ne doit pas être connecté à un hub USB.
Impossible de télécharger les données entre l'ordinateur et l'enregistreur.	Installez les fichiers du pilote pour le téléchargement des données entre l'ordinateur et l'enregistreur. Vérifiez les paramètres du pilote d'ApneaLink dans le gestionnaire de périphériques de votre ordinateur.
Données patient manquantes.	Entrez les informations personnelles requises sur la fiche patient (champs en jaune). <b>Remarque :</b> entrez la date de naissance correcte.
Pas de piles (normales ou rechargeables) ou piles à plat.	Remplacez les piles.
Connexion USB incorrecte entre l'ordinateur et l'enregistreur.	Vérifiez que la connexion USB entre l'enregistreur et l'ordinateur est correcte en portant une attention particulière aux branchements.
Câble USB défectueux.	Adressez-vous à ResMed ou à un distributeur ResMed agréé pour obtenir un nouveau câble USB.

Problème/Cause possible	Solution
Les fichiers du programme ne sont plus disponibles ou sont corrompus.	Installez à nouveau le programme ApneaLink. Si nécessaire, vérifiez votre ordinateur pour vous assurer qu'il est exempt de virus.

### **L'enregistrement ne contient aucune donnée.**

L'enregistrement n'a pas démarré.

Pour démarrer un enregistrement, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le témoin s'allume (vert). L'appareil enregistre la respiration correctement si le témoin s'éteint lorsque le patient expire.<sup>1</sup>  
Le témoin est vert lorsque l'enregistreur fonctionne normalement.<sup>2</sup>

L'enregistrement dure moins de 10 secondes.

Effectuez un nouvel enregistrement.

### **Impossible d'imprimer le rapport.**

Problème d'imprimante.

Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de votre imprimante.  
Contactez le service informatique de votre établissement.

### **Impossible d'ouvrir le fichier OSA à l'aide de la fonction « Affichage externes ».**

Le fichier OSA a été enregistré dans une version d'ApneaLink antérieure à la version 6.0.

Enregistrez le fichier OSA directement dans la base de données à l'aide de la fonction Importer du menu Fichier.

### **Message d'erreur : « ... n'est pas un fichier OSA valide » lors de l'affichage ou de l'importation d'un fichier OSA externe.**

Le nom du fichier OSA a été assigné sur un ordinateur dont le paramètre de langue utilise une police que votre ordinateur ne peut pas lire.

Sélectionnez le fichier OSA dans l'Explorateur Windows, puis faites un clic droit dessus et renommez le fichier.

### **Envoi de rapport par e-mail impossible.**

- Le fichier est trop volumineux à cause d'un trop grand nombre de captures d'écran ou d'un logo trop gros.
  - Votre système restreint l'envoi de données par e-mail.
- Contrôlez la taille du fichier du logo du rapport dans les paramètres du rapport et diminuez la résolution à l'aide d'un programme de graphisme si le logo est trop gros, ou diminuez la résolution configurée de l'écran avant de réaliser des captures d'écran. Analysez à nouveau l'enregistrement afin d'obtenir un nouveau rapport. Réduisez le nombre de captures d'écran jointes au rapport pour diminuer la taille du fichier.

1. ApneaLink uniquement  
2. ApneaLink Plus uniquement

# Analyse

Problème/Cause possible	Solution
<b>Le programme signale qu'aucune heure n'a été affectée au début de l'enregistrement.</b>	
Les piles ont été retirées après la personnalisation de l'enregistreur.	Lorsque le programme vous y invite, précisez la date et l'heure de début de l'enregistrement.
<b>Signal trop faible.</b>	
La canule nasale est entortillée au niveau du point de raccord.	Positionnez la canule avec un angle correct et fixez-la à l'aide de ruban adhésif. Contrôlez l'état du témoin lumineux de l'enregistreur pendant l'enregistrement. L'appareil enregistre la respiration correctement si le témoin s'éteint lorsque le patient expire. <sup>1</sup> Le témoin est vert lorsque l'enregistreur fonctionne normalement. <sup>2</sup>
La canule nasale est obstruée.	Remplacez la canule nasale. Contrôlez l'état du témoin lumineux de l'enregistreur pendant l'enregistrement (voir également indication précédente).
Le capteur est défectueux.	Veuillez contacter ResMed ou un distributeur ResMed agréé.
La canule nasale ou le capteur digital de pouls n'est pas bien connecté à l'enregistreur.	Vérifiez que la canule nasale et le capteur digital sont bien connectés. Contrôlez l'état du témoin lumineux de l'enregistreur pendant l'enregistrement (voir également indication précédente).
La canule nasale est mal positionnée.	Posez la canule nasale en suivant les informations patient. Contrôlez l'état du témoin lumineux de l'enregistreur pendant l'enregistrement (voir également indication précédente).
<b>Le rapport indique que le temps d'analyse est trop court.</b>	
Le temps d'analyse est inférieur à 60 minutes. Le temps d'analyse après modification manuelle est inférieur à 60 minutes.	Modifiez l'enregistrement manuellement ou effectuez un nouvel enregistrement.



Problème/Cause possible	Solution
<b>L'ouverture du rapport est lente.</b>	
Le rapport contient de nombreuses captures d'écran de la vue du signal ou le fichier ou le logo inséré sont trop volumineux.	Contrôlez la taille du fichier du logo du rapport dans les paramètres du rapport et diminuez la résolution du logo à l'aide d'un programme de graphisme si le logo est trop gros. Analysez à nouveau l'enregistrement afin d'obtenir un nouveau rapport. Réduisez le nombre de captures d'écran jointes au rapport pour diminuer la taille du fichier.
<b>Le champ État analyse indique que la détection des hypopnées a été réalisée sur la base du débit uniquement.</b>	
Absence totale de données d'oxymétrie, présence de périodes significatives affectées par des artefacts ou désactivation de l'utilisation des réglages AASM.	Connectez l'oxymètre de l'ApneaLink (le cas échéant) à l'enregistreur avec précaution. Vérifiez que le capteur de l'oxymètre est correctement fixé au doigt du patient. Vérifiez les paramètres d'analyse.
<b>Apnées non qualifiées uniquement.</b>	
L'effort n'est pas mesuré. <sup>2</sup> Le capteur d'effort n'est pas connecté. <sup>2</sup>	Vérifiez que le capteur d'effort est bien connecté.
Capteur d'effort défectueux. <sup>2</sup>	Remplacez le capteur d'effort.

1. ApneaLink uniquement
2. ApneaLink Plus uniquement

## Caractéristiques techniques

### Normes

DIN EN 60601-1, CEI 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSA-601.1-M90  
Spécifications générales relatives à la sécurité des appareils électro-médicaux

DIN EN 60601-1-2  
Addenda : compatibilité électromagnétique



Marquage CE en conformité avec la directive CE 93/42/CEE (classe IIa)



Gestion de la qualité : développement, fabrication, vente et après-vente en conformité avec les principes de gestion de la qualité selon la norme EN ISO 13485:2003/AC:2007.

## Configuration requise

### Configuration logicielle

Le logiciel ApneaLink est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft Windows 2000 (aucun Service Pack requis)
- Microsoft Windows XP Home/Professional (aucun Service Pack requis)
- Microsoft Windows Vista (versions 32/64 bits)
- Microsoft Windows 7 (versions 32/64 bits)

**Remarque :** *vous devez disposer des droits d'administrateur local pour installer le programme sous Microsoft Windows 2000, XP, Vista ou 7.*

- Adobe Acrobat Reader (version 4 ou ultérieure)

### Configuration matérielle

- Pentium II 233 MHz ou processeur équivalent / processeur 1 GHz<sup>1</sup>
- 1 Go de mémoire système<sup>1</sup>
- 128 Mo de mémoire vive (RAM) sous Windows 2000 et XP
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur (suffisant pour 6 enregistrements)
- Port USB libre
- Lecteur de CD-ROM
- Résolution d'écran minimale : 800x600 pixels, 65536 couleurs (16 bits)

---

1. sous Windows Vista et Windows 7

# Enregistreur, oxymètre de pouls et capteur d'effort

<b>Enregistrement du signal</b>	Bruits de respiration Débit respiratoire Saturation en oxygène du sang Pouls Tension de la batterie Effort respiratoire <sup>1</sup>
<b>Taux d'échantillonnage des canaux</b>	Débit respiratoire / bruits de respiration : 100 Hz Saturation en oxygène du sang : 1 Hz Pouls : 1 Hz Pile : 1 Hz Effort respiratoire : 10 Hz <sup>1</sup>
<b>Traitement du signal</b>	Enregistrement du signal : 20 bits Stockage du signal : 16 bits
<b>Mémoire interne</b>	Capacité de stockage : 15 Mo Période d'enregistrement : 8 heures minimum
<b>Alimentation électrique de l'enregistreur</b>	2 piles rechargeables NiMH : Mignon/AA/1,2 V, 2100 mAh au minimum ou 2 piles : LR 6/Mignon/AA/1,5 V, 2100 mAh au minimum
<b>Poids</b>	Enregistreur : environ 50 g hors piles Oxymètre de pouls : environ 30 g
<b>Conditions de fonctionnement</b>	Température : de 5 °C à 40 °C Humidité : de 15 à 93 % d'humidité relative (sans condensation)
<b>Conditions d'expédition/ de stockage<sup>2</sup></b>	Température : de -25 °C à +70 °C Humidité : de 10 à 93 % d'humidité relative
<b>Pression de service/ de stockage</b>	de 700 hPa à 1060 hPa
<b>Champ de mesure</b>	Capteur de débit : de -10 hPa à +10 hPa SpO <sub>2</sub> : de 70 à 100 % Pouls : de 18 à 300 bpm
<b>Précision (sans mouvement)</b>	SpO <sub>2</sub> : +/- 3 chiffres Pouls : +/- 3 chiffres
<b>Interfaces</b>	Canule nasale de mesure de la pression : raccord Luer femelle Oxymètre de pouls : fiche Binder 3 broches Ordinateur : Fullspeed USB 1.1 Effort respiratoire : raccord Luer mâle
<b>Dimensions</b>	Enregistreur : 125 x 60 x 30 mm (longueur x largeur x hauteur) Oxymètre de pouls : 53 x 20 x 15 mm (longueur x largeur x hauteur)

1. ApneaLink Plus uniquement

2. Enregistreur sans piles normales ou rechargeables

# Symboles



Attention



Fabricant



Suivre les instructions d'utilisation



Appareil de type BF

**IP 22**

L'appareil est protégé contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre égal ou supérieur à 12,5 mm et contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.

**NS**

Numéro de série

**RÉF.**

Numéro de référence (numéro de commande)



Commencer/arrêter l'enregistrement



Interface USB pour la connexion de l'appareil ApneaLink à un ordinateur via le logiciel ApneaLink.



Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Lire les consignes d'élimination.



**Avertissement** : Un avertissement vous met en garde contre un risque de lésion.

**Précaution** : Une précaution vous indique des mesures particulières permettant d'assurer une utilisation efficace et sûre de l'appareil.



Développement, fabrication, vente et service après-vente en conformité avec les principes de gestion de la qualité selon la norme EN ISO 13485:2003/AC:2007.



Fragile – Manipuler avec précaution



Conserver au sec



Limites de température (stockage et transport)



Accessoires : documentation utilisateur « Guide d'installation rapide », CD d'installation, canules nasales de mesure de la pression, piles, capteurs digitaux de la SpO<sub>2</sub>, capteur d'effort respiratoire (ApneaLink Plus uniquement) et sangle.



Enregistreur



Haut



Ne pas réutiliser



Sans latex



Limites de pression atmosphérique



Limites d'humidité

## Élimination

Tout appareil en fin de vie, les capteurs digitaux de pouls, l'oxymètre de pouls, le capteur d'effort et l'emballage doivent être éliminés en conformité avec la législation nationale en vigueur.



Le symbole de poubelle barrée indique que le produit portant ce symbole doit être éliminé séparément des autres déchets ménagers. Cette exigence est fondée sur la directive européenne 2002/96/CE relative aux équipements électriques et électroniques, et la directive européenne 2006/66/EC relative aux piles. Vous pouvez, par exemple, le remettre à un point de collecte municipal de ce type de déchets. Cette procédure permet de réduire l'impact sur les ressources naturelles et d'éviter une contamination de l'environnement due à la libération de substances dangereuses.

Les batteries contenant plus de 0,0005 % de poids en mercure, plus de 0,002 % de poids en cadmium ou plus de 0,004 % de poids en plomb sont identifiées par les symboles chimiques des métaux pour lesquels la limite est dépassée (Hg, Cd, Pb). Le cas échéant, ces symboles sont indiqués en dessous du symbole de poubelle barrée.

Pour des informations sur la méthode la plus simple pour éliminer votre ApneaLink ou pour plus de renseignements, veuillez contacter votre bureau ResMed ou votre revendeur, ou consultez le site Web : [www.resmed.com](http://www.resmed.com)  
Jetez la canule nasale à la poubelle après utilisation.

Les piles normales et rechargeables doivent être éliminées en conformité avec la réglementation nationale en vigueur.

## Consignes de sécurité

- En matière de développement et de fabrication, la norme de sécurité applicable aux enregistreurs ApneaLink correspond aux directives de sécurité prévues par la législation et les normes internationales. Voir la rubrique « Normes » pour un exposé détaillé des normes et des dispositions réglementaires.
- Les systèmes ApneaLink doivent être utilisés uniquement pour leur usage prévu.
- Veillez à ne jamais exposer l'enregistreur, le capteur d'effort, l'oxymètre de pouls ou le capteur digital de pouls directement à de l'eau ou à des niveaux élevés d'humidité. Veillez à ce qu'aucun liquide ne s'écoule dans ces produits.
- Utilisez uniquement les piles normales ou rechargeables spécifiées dans ce manuel avec l'enregistreur. Consultez également les instructions du chargeur.
- Les enregistrements doivent exclusivement être réalisés à l'aide de la canule nasale ou du capteur digital de pouls fourni dans l'emballage d'origine. Si l'emballage est endommagé, n'utilisez pas ces produits et jetez-les avec l'emballage.
- La canule nasale et le capteur digital de pouls jetable sont prévus pour un usage unique et doivent être jetés après utilisation.
- Renvoyez tous les accessoires réutilisables avec l'enregistreur selon les instructions de l'interlocuteur clinique.
- Avant la première utilisation, vérifiez que l'enregistreur et les capteurs sont en état de fonctionnement et assurez-vous que leur fonctionnement ne présente aucun danger. En cas de défaut éventuel, le système ne doit pas être utilisé.
- Lorsque l'enregistreur n'est pas utilisé, retirez les piles de l'appareil pour éliminer le risque d'endommagement éventuel par fuite des piles.
- Il incombe au médecin traitant ou à l'interlocuteur clinique d'expliquer au patient les fonctions du système ApneaLink et son fonctionnement sécurisé à l'aide du guide clinique et des informations patient.
- Lorsque vous utilisez les consommables et les accessoires, veuillez lire les notices du fabricant fournies avec les produits.
- Ranger les piles selon les directives du fabricant.
- Si les résultats sont utilisés à des fins diagnostiques, la justesse de la vue du signal doit être vérifiée.



## Avertissements

- La précision des études chez les patients présentant une fréquence respiratoire supérieure à 30 bpm n'est pas garantie.
- Risque d'explosion. N'utilisez jamais l'appareil à proximité de gaz inflammables (par ex. anesthésiques).

- Ne connectez pas l'enregistreur et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB lorsque l'enregistreur est en place sur le patient.
- Soyez vigilant au moment de la pose du câble du capteur digital de pouls, du tube du capteur d'effort et de la canule nasale. Assurez-vous que les fiches sont correctement branchées à l'appareil. Ceci permet d'éviter que le câble et les tuyaux ne s'emmêlent et ne risquent, dans certains cas, d'étrangler le patient.
- Le fonctionnement du module Xpod en dessous de l'amplitude de modulation minimale de 0,3 % est susceptible d'affecter la précision des résultats.
- Tout équipement supplémentaire raccordé à un équipement électromédical doit être conforme aux dispositions des normes CEI ou ISO (par ex., la norme CEI 60950 pour l'équipement de traitement des données). Par ailleurs, toutes les configurations doivent être conformes aux exigences sur les systèmes électromédicaux (voir CEI 60601-1-1 ou article 16 de la 3e édition de CEI 60601-1, respectivement). Toute personne qui raccorde un équipement supplémentaire à un équipement électromédical effectue une configuration d'équipement médical et doit par conséquent assurer la conformité du système aux exigences sur les systèmes électromédicaux. Veuillez noter que les lois locales remplacent les exigences susmentionnées. En cas de doute, veuillez consulter votre représentant local ou le service technique.

## Responsabilité

Les enregistreurs ApneaLink doivent être utilisés uniquement avec les composants listés comme accessoires dans le bon de livraison. Veuillez également lire les informations suivantes concernant la responsabilité.

ResMed décline toute responsabilité en cas de défaut de sécurité, de fiabilité ou de performance du produit si :

- le produit n'a pas été utilisé conformément au manuel ;
- des produits ont été utilisés conjointement alors qu'ils ne sont pas prévus pour fonctionner ensemble ;
- des modifications techniques ont été opérées sur le produit ;
- un technicien non agréé a procédé à un entretien ou à des réparations.

## Compatibilité électromagnétique

L'ApneaLink/ApneaLink Plus est conforme à toutes les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) applicables, conformément à la norme CEI 60601-1-2, pour les environnements commerciaux et résidentiels, et pour l'industrie légère. Pour plus de détails, veuillez consulter le « Guide et déclaration du fabricant – Émissions et immunité électromagnétiques » ci-dessous.

### Guide et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques

L'ApneaLink/ApneaLink est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'ApneaLink/ApneaLink Plus doit s'assurer que celui-ci est exclusivement utilisé dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle des émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – Guide
Émissions RF CISPR11	Groupe 1	L'ApneaLink/ApneaLink Plus utilise de l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et il est peu probable qu'elles causent des interférences avec l'équipement électronique environnant.
Émissions RF CISPR11	Classe B	L'ApneaLink/ApneaLink Plus peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les bâtiments résidentiels et ceux directement raccordés au réseau public de distribution à basse tension qui fournit de l'électricité aux bâtiments utilisés à des fins résidentielles.
Rayonnements harmoniques CEI 61000-3-2	-	
Émissions dues aux fluctuations de tension/au papillotement CEI 61000-3-3	-	

Des précautions particulières doivent être prises avec les appareils électromédicaux quant à la compatibilité électromagnétique. Leur installation et mise en service doivent être effectuées conformément aux informations sur la compatibilité électromagnétique fournies dans ce document.




**AVERTISSEMENT :** L'ApneaLink/ApneaLink Plus ne doit pas être utilisé à proximité d'autres équipements, ni posé sur ou sous d'autres équipements. S'il est impossible de l'utiliser autrement, vous devez vous assurer que l'appareil fonctionne normalement lorsqu'il est placé à l'endroit où il sera utilisé.

Il est déconseillé d'utiliser des accessoires autres que ceux spécifiés dans ce manuel. Ils peuvent entraîner une augmentation des émissions ou une réduction de l'immunité de l'ApneaLink/ApneaLink Plus.



## Guide et déclaration du fabricant – Émissions et immunité électromagnétiques

L'ApneaLink/ApneaLink est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'ApneaLink/ApneaLink Plus doit s'assurer que celui-ci est exclusivement utilisé dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle de l'immunité	Niveau d'essai CEI 60601-1-2	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Guide
Décharge électrostatique CEI 61000-4-2	Contact $\pm 6$ kV Air $\pm 8$ kV	Contact $\pm 6$ kV Air $\pm 8$ kV	Les sols doivent être en bois, en ciment ou carrelés. Si le revêtement des sols est synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques de fréquence réseau doivent correspondre à ceux d'un environnement commercial ou médical standard.
Essai de contrôle de l'immunité	Niveau d'essai CEI 60601-1-2	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Guide
CEI 61000-4-6	3 V <sub>eff</sub> De 150 kHz à 80 MHz	3 V <sub>eff</sub>	Les équipements de communication portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité de l'ApneaLink/ApneaLink Plus à une distance inférieure à la distance de séparation recommandée. Distance de séparation recommandée : $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ de 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ de 800 MHz à 2,5 GHz où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur et d correspond à la distance de séparation recommandée en mètres (m). L'intensité des champs d'émetteurs RF fixes, telle qu'elle est déterminée par l'étude électromagnétique d'un site <sup>a</sup> doit être inférieure au niveau de conformité pour chaque plage de fréquences. <sup>b</sup> Des interférences peuvent se produire à proximité d'équipements portant le symbole suivant : 
RF transmises par radiation CEI 61000-4-3	3 V/m De 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	

**Remarque 1 :** à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

**Remarque 2 :** il est possible que ces directives ne s'appliquent pas à tous les cas de figure. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

<sup>a</sup> L'intensité des champs d'émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, la radio amateur, les radiodiffusions AM et FM et la télédiffusion ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesurée à l'endroit où l'ApneaLink/ApneaLink Plus est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable (voir ci-dessus), il faudra s'assurer du bon fonctionnement de l'ApneaLink/ApneaLink Plus dans un tel environnement. En cas d'anomalie, des mesures supplémentaires devront peut-être être prises, telle que le changement de position ou d'emplacement pour l'ApneaLink/ApneaLink Plus.

<sup>b</sup> Pour la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, l'intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m.

## Distances de séparation recommandées entre les matériels de communication RF portables et mobiles et l'ApneaLink/ApneaLink Plus

L'ApneaLink/ApneaLink Plus est prévu pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations radioélectriques par radiation sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'ApneaLink/ApneaLink Plus peut prévenir les perturbations électromagnétiques en respectant les distances minimales recommandées ci-dessous entre les matériels de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l'ApneaLink/ApneaLink Plus, en fonction de la puissance maximale de sortie de l'équipement de communication concerné.

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)			
Puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur (W)	De 150 kHz à 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	De 80 MHz à 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	De 800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la distance de séparation recommandée  $d$  en mètres (m) peut être déterminée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où  $P$  correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.

**Remarque :** *il est possible que ces directives ne s'appliquent pas à tous les cas de figure. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.*

## Garantie limitée

ResMed garantit votre produit ResMed contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour la période spécifiée ci-après à compter de la date d'achat par le client d'origine. Cette garantie n'est pas cessible.

Produit	Durée de la garantie
Humidificateurs ResMed, ResControl™, ResLink™, ResTraxx™, oxymètre Xpod® Nonin (modèle 3012), capteur digital de pouls à clip Nonin (modèle 8000AA)	1 an
Appareils ResMed, ApneaLink™, ApneaLink™ Plus.	2 ans
Accessoires, capteur digital de pouls flexible Nonin (modèle 8000 J), capteur d'effort, masques (y compris entourage rigide, bulles, harnais et circuit). Les composants à usage unique sont exclus.	90 jours

**Remarque :** certains de ces modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

En cas de défaillance du produit dans des conditions normales d'utilisation, ResMed, à son entière discrétion, répare ou remplace le produit défectueux ou toute pièce. Cette garantie limitée ne couvre pas :

- a) tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif ou d'une modification ou transformation opérée sur le produit ;
- b) les réparations effectuées par un quelconque service de réparation sans l'autorisation expresse de ResMed ;
- c) tout dommage ou contamination causé par de la fumée de cigarette, de pipe, de cigare ou autre ;
- d) tout dommage causé par de l'eau renversée sur ou dans un appareil électronique.

La garantie est annulée pour les produits vendus ou revendus dans un pays autre que celui où ils ont été achetés à l'origine. Les réclamations au titre de la garantie pour les produits défectueux doivent être présentées au lieu d'achat par le client initial.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Certains pays ou états n'autorisent pas les limitations de durée pour les garanties implicites ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.






ResMed ne peut être tenue pour responsable de tout dommage accessoire ou indirect résultant de la vente, de l'installation ou de l'utilisation de tout produit ResMed. Certains pays ou états n'autorisent ni l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie vous octroie des droits reconnus par la loi. Vous êtes également susceptible de détenir d'autres droits qui varient en fonction du pays où vous résidez.

Pour de plus amples informations sur vos droits de garantie, veuillez contacter votre fournisseur ou ResMed.




# Annexe




## Liste des commandes

### Barre de menus et barre d'outils






Icône	Nom et description
	<b>Personnaliser</b> : permet d'ouvrir la fiche patient. Les données personnelles sont sauvegardées dans l'enregistreur.
	<b>Lire</b> : permet de télécharger les données de l'enregistreur, de les analyser et de les évaluer, puis de les afficher dans un rapport.
	<b>En arrière</b> : permet de passer à la vue précédente.
	<b>En avant</b> : permet de passer à la dernière vue sélectionnée.
	<b>Capture d'écran</b> : permet de faire une capture d'écran de la vue du dernier signal affiché et de la joindre au dernier rapport. Un aperçu du rapport et de la capture d'écran s'affiche dans une boîte de dialogue. <b>Remarque</b> : cette fonction est uniquement disponible lorsque la vue du signal est active.

### Menu Fichier

Icône	Nom et description
	<b>Casier fiches</b> : permet d'ouvrir le casier fiches. Les données patient, les enregistrements et les rapports sont gérés au sein du casier fiches. Les fiches patient, les enregistrements et les rapports peuvent être ouverts et supprimés à l'aide du casier fiches.
	<b>Archiver</b> : permet d'ouvrir la boîte de dialogue des archives qui indique les enregistrements disponibles. Les enregistrements sélectionnés peuvent être repérés pour archivage, avec précision du type de support, du nom du support et d'un répertoire cible.
	<b>Imprimer rapport</b> : permet d'imprimer le rapport en cours.
Aucune icône	<b>Imprimer les informations patient</b> : permet d'imprimer les informations destinées au patient.
Aucune icône	<b>Affichage externes</b> : permet d'ouvrir les enregistrements qui ne sont pas disponibles dans le casier fiches.
Aucune icône	<b>Dupliquer</b> : permet de créer une copie d'un enregistrement dans le répertoire de votre choix.

Icône	Nom et description
Aucune icône	<b>Importer l'enregistrement</b> : le fichier OSA peut être sélectionné dans le système de fichiers et importé dans le casier fiches.
Aucune icône	<b>Envoyer le rapport par E-mail</b> : le rapport sélectionné est joint à un e-mail au format PDF.
Aucune icône	<b>Envoyer l'enregistrement par E-mail</b> : l'enregistrement sélectionné est joint à un e-mail au format OSA.
	<b>Enregistrer localement</b> : permet d'enregistrer, dans le casier fiches, une copie des fichiers disponibles en externe ou des enregistrements archivés.
	<b>Enregistrer le rapport localement</b> : permet d'enregistrer le rapport sélectionné au format PDF dans le casier fiches.
	<b>Quitter</b> : permet de quitter le programme. L'application se ferme.

## Menu Affichage

Icône	Nom et description
	<b>Fiche patient</b> : permet d'ouvrir la fiche patient sélectionnée dans le casier fiches. Les informations personnelles du patient sont enregistrées sur la fiche patient.
	<b>Vue du rapport</b> : permet d'ouvrir le rapport sélectionné dans le casier fiches. Le rapport contient l'analyse de l'enregistrement.
	<b>Vue du signal</b> : permet d'ouvrir l'enregistrement sélectionné dans le casier fiches. Les courbes de signaux de l'enregistrement et les événements s'affichent dans la vue du signal.
	<b>Liste d'événements</b> : permet d'ouvrir la liste des événements dans la vue du signal. La liste des événements contient les événements, triés par type d'événement, et précise l'heure à laquelle ils se sont produits.
	<b>Démarrage rapide</b> : permet d'ouvrir le menu de démarrage rapide.

## Menu Édition

Nom	Description
<b>Annuler</b>	Cette fonction est disponible uniquement dans la vue du signal pour la modification des événements. Elle peut être utilisée uniquement pour annuler la dernière action effectuée.

## Menu Outils

Nom	Description
<b>Analyser à nouveau</b>	Répète l'analyse d'un enregistrement sur la base des paramètres d'analyse définis.
<b>Nouveau groupe d'événements</b>	Permet de créer un nouveau groupe d'événements dans la liste des événements de l'arborescence d'événements après avoir donné un nom et affecté les types d'événements au groupe d'événements dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
<b>Supprimer groupe d'événements</b>	Permet de supprimer le groupe d'événements sélectionné dans la liste des événements.
<b>Éditer groupe d'événements</b>	Permet d'ouvrir une boîte de dialogue de propriétés pour le groupe d'événements sélectionné.
<b>Sélection langue</b>	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection de la langue. Le texte de l'interface du programme est affiché dans la langue sélectionnée.
<b>Fenêtre signal</b>	Permet d'ouvrir une fenêtre pour ajuster la fenêtre du signal de la vue du signal. La vue du signal est divisée en deux fenêtres : la fenêtre supérieure et la fenêtre inférieure. Les plages horaires de la vue du signal, les canaux à afficher et les événements peuvent être définis séparément pour les différents types d'enregistreur dans les deux fenêtres si nécessaire.
<b>Rapport</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permet de modifier la taille d'affichage du rapport.</li><li>• Permet de régler le système d'unités de mesure. Les différentes mesures sont affichées dans la fiche patient et dans le rapport.</li><li>• Permet d'insérer un logo au format bitmap ou JPEG dans le rapport par l'intermédiaire d'une boîte de dialogue individuelle.</li><li>• Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer.</li><li>• Permet de saisir le nom du médecin vers lequel le patient doit être orienté. Si un médecin a déjà été spécifié dans le système, les données à son sujet s'affichent. Les données d'un médecin particulier peuvent également être supprimées.</li><li>• Sous Réglages avancés, vous pouvez également choisir d'afficher le graphique indicateur avec limitations du débit (IR) ou sans (IAH).</li></ul>

Nom	Description
<b>Paramètres d'analyse</b>	Les paramètres d'analyse correspondent aux spécifications de l'analyse de l'enregistrement. Les paramètres par défaut définis par ResMed peuvent être appliqués ou les paramètres individuels modifiés.
<b>Envoyer le fichier journal par e-mail</b>	En cas d'erreur, le fichier journal peut être envoyé par e-mail au service d'assistance technique ApneaLink.
<b>Transfert de la base de données</b>	Permet d'ouvrir l'outil de transfert de base de données.

## Menu Aide


Nom	Description
<b>Guide clinique</b>	Permet d'ouvrir le guide clinique actuel du système ApneaLink. Le guide s'ouvre au format PDF dans Acrobat Reader, si ce programme a été installé sur l'ordinateur.
<b>Informations patient</b>	Permet d'ouvrir les informations destinées au patient (voir également Guide clinique).
<b>Info Programme</b>	Permet d'afficher, dans le sous-menu Info Programme, les informations système relatives à la version actuelle du programme ainsi que les adresses des bureaux ResMed.
<b>Info Enregistrement</b>	Permet d'ouvrir une boîte de dialogue qui contient des informations techniques détaillées sur l'enregistrement sélectionné dans le casier fiches et sur l'enregistreur ApneaLink. Ces informations sont particulièrement utiles en cas de réparation.
<b>Info Appareil</b>	Permet d'ouvrir une boîte de dialogue contenant des informations concernant l'utilisation des appareils.

## Principes de fonctionnement de base de MS Windows

Cette rubrique s'adresse aux utilisateurs qui ne connaissent pas bien les programmes Microsoft Windows (tels que Word) et leurs fonctions de base.

### Boîte de dialogue

Une boîte de dialogue vous invite à donner des ordres au programme. Ces ordres sont toujours affectés à une fonction particulière. Si, par exemple, vous souhaitez ajuster la fenêtre du signal, vous devez sélectionner la fonction correspondante dans la barre de menus. Le programme ouvre alors une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajuster la fenêtre du signal. La boîte de dialogue comprend également différentes fonctions.



## Bouton (1)

Un bouton vous sert à donner un ordre au programme (par ex. Canaux).

## Liste déroulante (2)

Une liste déroulante contient diverses options de sélection (telles que différentes périodes d'enregistrement dans la vue du signal). Vous pouvez ouvrir une liste déroulante en cliquant sur la flèche ou à l'intérieur de la boîte. Cliquez sur l'entrée que vous souhaitez sélectionner.

## Case à cocher (3)

Une case à cocher est un champ qui permet à un utilisateur de sélectionner un élément en cliquant à l'intérieur de la case. Une case sélectionnée porte une coche (lorsque vous choisissez de faire apparaître le curseur croisé dans la vue du signal par exemple).

## Sélection de fichiers

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner des fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur ou sur le réseau auquel vous êtes connecté.



## Champ de texte

Vous pouvez saisir du texte dans un champ de texte (une fiche patient contient des champs de texte par exemple). Cliquez à l'intérieur d'un champ de texte pour saisir du texte.

La touche de tabulation vous permet également de passer d'un champ de texte à un autre.



## Double-clic

Le double-clic vous permet de sélectionner un objet ou d'activer une commande sur l'écran en appuyant et relâchant le bouton de la souris à deux reprises (vous pouvez par exemple ouvrir un enregistrement en double-cliquant dessus dans le casier fiches).

## Produits fournis

### Kit complet ApneaLink Plus

- Enregistreur ApneaLink Plus
- Canules nasales de mesure de la pression (3)
- Accessoires d'oxymétrie ApneaLink :
  - Oxymètre Xpod® Nonin (modèle 3012) pour ApneaLink*
  - Capteur digital de pouls jetable Nonin (modèle 7000A)*
  - Clip de fixation pour Xpod Nonin*
- Sangles (2)
- Câble USB
- CD d'installation et de pilote
- « Guide d'installation rapide » pour l'utilisateur
- Capuchon ventilé Luer pour raccord de canule nasale
- Piles, 1,5 V (2)
- Sac de transport
- Capteur d'effort

### Kit de base ApneaLink Plus

- Enregistreur ApneaLink Plus
- Canule nasale de mesure de la pression
- Sangles (2)
- Câble USB
- CD d'installation et de pilote
- « Guide d'installation rapide » pour l'utilisateur
- Capuchon ventilé Luer pour raccord de canule nasale
- Piles, 1,5 V (2)
- Sac de transport
- Capteur d'effort

### Kit de base ApneaLink

- Enregistreur ApneaLink
- Canules nasales de mesure de la pression (3)
- Sangle
- Câble USB
- CD d'installation et de pilote
- « Guide d'installation rapide » pour l'utilisateur
- Capuchon ventilé Luer pour raccord de canule nasale

- Piles, 1,5 V (2)
- Sac de transport

## Consommables et accessoires

- Canules ApneaLink Westmed (carton de 25), réf. 70388
- Capteur digital de pouls jetable Nonin, modèle 7000A (carton de 24), réf. 22338
- Accessoires d'oxymétrie pour ApneaLink (oxymètre Xpod Nonin [modèle 3012] pour ApneaLink, capteur de pouls digital jetable Nonin [modèle 7000A], clip de fixation pour le Xpod Nonin), réf. 22304
- Capteur digital de pouls flexible à usage multiple Nonin, modèle 8000J, réf. 16936
- Bande à capteur de pouls digital flexible, modèle 8000JFW (25), réf. Z9036
- Capteur digital de pouls à clip à usage multiple Nonin, modèle 8000AA, réf. 631803
- Sangle jetable (pour ApneaLink uniquement), réf. 70406
- Capteur d'effort de rechange<sup>1</sup>, réf. 22333
- Oxymètre Xpod ResMed, réf. 22305
- Clip de fixation Nonin, réf. 22306
- Sangle ApneaLink réutilisable, réf. 629052

Pour de plus amples informations sur les consommables et les accessoires, veuillez contacter le bureau ResMed de votre pays ou un revendeur agréé ResMed.

## Explication des paramètres d'analyse

### Apnée

L'apnée<sup>2</sup> correspond à une réduction du débit d'air, alors compris entre 0 et 20 % pendant au moins 10 secondes.

Seuil d'apnée (pourcentage)

Paramètre par défaut : 20 %

Fourchette : de 1 à 90 %

Le seuil d'apnée est atteint lorsque l'amplitude

du débit d'air atteint la valeur actuellement

définie ou tombe en dessous de cette valeur.

Durée d'apnée minimale (en secondes)

Paramètre par défaut : 10 s

Fourchette : de 1 à 20 s

Durée d'apnée minimale pendant laquelle

l'amplitude du débit d'air doit être inférieure

à ce seuil.

---

1. ApneaLink Plus uniquement

2. *The AASM Manual for the scoring of sleep and associated Events*, AASM Manual for Scoring Sleep, 2007.

Durée d'apnée maximale  
(en secondes)

Paramètre par défaut : 80 s

Fourchette : de 1 à 100 s

Cette valeur indique la durée maximale d'une apnée. Les valeurs supérieures ne sont pas considérées comme des apnées.

Seuil de durée pour l'apnée centrale

Paramètre par défaut : 60 %

Fourchette : de 50 à 80 %

En l'absence de commande respiratoire significative pour une durée supérieure à la durée sélectionnée de débit réduit, l'événement sera classé comme étant central (p. ex. > 60 %).

Seuil d'effort pour l'apnée centrale

Paramètre par défaut : 8 %

Fourchette : de 2 à 30 %

Si l'amplitude du signal de l'effort est inférieure à la valeur sélectionnée, le critère pour l'enregistrement des événements centraux est rempli.


Seuil de durée pour l'apnée obstructive

Paramètre par défaut : 20 %

Fourchette : de 0 à 49 %

En l'absence de commande respiratoire significative pour une durée inférieure à la durée sélectionnée de débit réduit, l'événement sera classé comme étant obstructif (p. ex. < 20 %).

Les schémas ci-après illustrent les différentes catégories d'apnées.



**Remarque :** en l'absence d'une commande respiratoire significative pendant plus de 20 %, mais moins de 60 %, de la durée sélectionnée de débit réduit, l'apnée sera classée comme étant mixte. La différenciation de l'apnée n'est disponible que si le signal d'effort a été enregistré. S'il n'y a aucune ou pas assez d'informations sur l'effort respiratoire, les systèmes ApneaLink enregistrent les apnées correspondantes en tant qu'apnées non qualifiées.

## Hypopnée

L'hypopnée<sup>1</sup> correspond à une réduction du débit d'air d'au moins 10 secondes. Lors de l'enregistrement, ApneaLink identifie une hypopnée en fonction de l'un des critères suivants :

1. en l'absence totale de données d'oxymétrie ou en présence de longues périodes sans données d'oxymétrie. Dans ce cas, une hypopnée est enregistrée chaque fois qu'une réduction du débit d'air de 50 % pendant au moins 10 secondes est détectée (définition classique utilisée avec ApneaLink) ;
2. lorsque le signal d'oxymétrie est présent et que sa qualité est satisfaisante tout au long de l'enregistrement. Dans ce cas, une hypopnée est enregistrée chaque fois qu'une réduction du débit d'air d'au moins 30 % pendant une durée d'au moins 10 secondes est détectée avec un événement concomitant de désaturation correspondant à une baisse d'au moins 4 % (définition de l'AASM – Académie américaine de médecine du sommeil). La désaturation doit commencer au maximum 10 secondes après la fin de l'hypopnée.

Dans la mesure où les critères d'identification d'une hypopnée risquent de varier en fonction de la qualité du signal de chaque enregistrement, les critères utilisés sont indiqués dans le rapport ApneaLink.

Seuil d'hypopnée (pourcentage)	Le seuil d'hypopnée est atteint lorsque l'amplitude
Par défaut : 50 %	du débit d'air atteint la valeur actuellement définie
(définition classique) ;	ou tombe en dessous de cette valeur.
70 %	
(définition de l'AASM)	
Fourchette : de 1 à 90 %	

---

1. *The AASM Manual for the scoring of sleep and associated Events*, AASM Manual for Scoring Sleep, 2007.

Seuil de qualité du signal de SpO <sub>2</sub>	Si le canal d'oxymétrie indique la présence pendant l'enregistrement d'une période de données erronées plus longue que le pourcentage fixé, la totalité de l'enregistrement est évaluée sur la base du débit uniquement (définition classique). Dans ce cas, une boîte de dialogue s'affiche sur l'écran de l'utilisateur.
Durée d'hypopnée minimale (en secondes) Paramètre par défaut : 10 s Fourchette : de 1 à 20 s	Durée d'hypopnée minimale pendant laquelle l'amplitude du débit d'air doit être inférieure au seuil d'hypopnée.
Durée d'hypopnée maximale (en secondes) Paramètre par défaut : 100 s Fourchette : de 1 à 120 s	Cette valeur indique la durée maximale d'une hypopnée. Les valeurs supérieures ne sont pas considérées comme des hypopnées.
Période maximale de pause resp. pour les apnées/hypopnées regroupées : Paramètre par défaut : 1 s Fourchette : de 0 à 1,5 s	Cette valeur correspond à la durée maximale de pause entre une apnée/hypopnée et la suivante. Si elle est supérieure à la valeur définie, les événements sont analysés individuellement. Si elle est inférieure à la valeur définie, les événements sont regroupés et affectés à la période d'événement la plus longue, à condition que la durée maximale réglée ne soit pas dépassée. Si une hypopnée fait suite à une apnée pendant la période maximale de pause respiratoire, l'hypopnée est rejetée.

## Ronflement

**Paramètres d'analyse**

Apnée | Hypopnée | **Ronfl.** | Désaturation | CSR

Seuil pour  
-> ronfl. :  % [1,5 - 10,0]

Longueur maxi.  
ronflement :  s [2,0 - 5,0]

Longueur mini.  
ronflement :  s [0,3 - 0,9]

Durée max. interr.  
ronfl. resp. :  s [0,0 - 2,0]

Temps sur 0 = liaison désactivée

Le ronflement désigne le phénomène acoustique qui se produit pendant le sommeil lorsque les voies aériennes supérieures sont partiellement obstruées et se mettent à vibrer. La fréquence et le niveau sonore dépendent du type et de la consistance de la voie respiratoire à l'origine des vibrations, ainsi que du degré d'obstruction et des changements dans la respiration.

Seuil de ronflement  
(pourcentage)  
Paramètre par défaut : 6 %  
Fourchette : de 1,5 à 10 %

Indique le seuil d'amplitude minimale pour qu'un événement soit considéré comme ronflement.

Longueur mini. ronflement  
(en secondes) :  
Paramètre par défaut : 0,3 s  
Fourchette : de 0,3 à 0,9 s

Durée minimale de bruit lors de l'inspiration pour que l'événement soit considéré comme ronflement.

Longueur maxi. ronflement  
(en secondes) :  
Paramètres par défaut : 3,5 s  
Fourchette : de 2,0 à 5,0 s

Durée maximale de bruit lors de l'inspiration pour que l'événement soit considéré comme ronflement. Les bruits d'une durée plus longue sont considérés comme bruit de brouillage.

Durée maximale de pause  
respiratoire entre ronflements  
(en secondes) (Durée max.  
interr. ronfl. resp.)  
Paramètres par défaut : 0,5 s  
Fourchette : de 0 à 2,0 s

Si la durée maximale entre événements de ronflement est plus courte que la durée maximale de pause respiratoire entre ronflements définie, les événements successifs sont regroupés pour former un seul événement de ronflement. La longueur maximale pour un événement de ronflement est prise en compte lors du regroupement de plusieurs événements de ronflement. Si la longueur maximale d'un événement de ronflement est dépassée, tous les événements de ronflements suivants (et la durée entre eux) sont évalués à nouveau par rapport aux paramètres d'analyse actuellement configurés. Si vous réglez ce paramètre sur 0,0 seconde, la fonction de regroupement des événements de ronflement est désactivée.

## Désaturation en oxygène

Paramètres d'analyse

Apnée | Hypopnée | Ronfl. | Désaturation | CSR

Seuil de désaturation en oxygène : 4 % [3 - 5]

OK Annuler Paramètres standard ResMed

Seuil de désaturation en oxygène  
Paramètre par défaut : 4 %  
Fourchette : de 3 à 5 %

Si le niveau de saturation baisse de 4 %, (s'il passe de 97 à 93 % voire moins par exemple), un événement de désaturation est enregistré sur la vue du signal. Il doit durer au moins 5 secondes et pas plus de 150 secondes.

**Remarque :** la précision des valeurs de saturation inférieures à 70 % n'est pas optimale. L'algorithme d'oxymétrie est néanmoins en mesure de détecter les désaturations dans cette plage de valeurs.

## Respiration Cheyne-Stokes

Paramètres d'analyse

Apnée | Hypopnée | Ronfl. | Désaturation | CSR

☒ Exécuter l'analyse CSR

Seuil pour détection d'une CSR : 0.5 [0.2 - 0.8]

OK Annuler Paramètres standard ResMed

La respiration de Cheyne-Stokes est une forme de trouble respiratoire du sommeil qui se caractérise par l'alternance de périodes de crescendo et decrescendo de la ventilation. Les périodes de crescendo (hyperpnées d'une durée de 40 secondes en général) peuvent être rythmées par des accès majeurs de suffocation qui ont tendance à réveiller le patient, tandis que les périodes de decrescendo (hypopnées ou apnées d'une durée de 20 secondes en général) provoquent des événements de désaturation en oxygène du sang.

L'algorithme de dépistage suit les étapes suivantes : 1) décomposition de l'enregistrement en différentes périodes de 30 minutes chacune, avec un chevauchement de 15 minutes sur la période suivante ; 2) traitement du signal de ces périodes ; 3) identification des périodes de crescendo et decrescendo au cours de ces périodes de 30 minutes ; 4) calcul de plusieurs caractéristiques (valeurs numériques) à partir de ces périodes ; 5) comparaison de ces caractéristiques à celles de patients diagnostiqués issues d'une grande base de données ; 6) indication de la probabilité que la période comporte une respiration de Cheyne-Stokes. Ainsi, l'algorithme permet de déterminer le degré de probabilité de détection d'une respiration de Cheyne-Stokes et l'heure de la nuit à laquelle elle s'est produite. La probabilité va de zéro (probabilité nulle) à un (forte probabilité).


Seuil de respiration de Cheyne-Stokes :

Réglage par défaut : 0,5

Fourchette : de 0,2 à 0,8 %

Indique la valeur minimale pour l'analyse d'une probabilité de respiration de Cheyne-Stokes.

La courbe ci-dessous présente un exemple d'une respiration de Cheyne-Stokes.





## Limitation du débit

La forme de la courbe du débit respiratoire revêt une importance cruciale pour la détection d'une limitation de débit<sup>1</sup>. La forme de la courbe dépend des éléments suivants :

Lors de l'inspiration, le débit respiratoire augmente. Une fois un pic d'amplitude atteint, la courbe s'aplatit jusqu'au début de l'expiration. Afin de comparer une respiration normale et une respiration avec limitation de débit, les deux courbes sont superposées. La zone comprise entre le pic du débit respiratoire normal et la courbe aplatie de la respiration avec limitation de débit, qui est recouverte uniquement par l'inspiration normale, indique le volume respiratoire faisant défaut.

Pour détecter les limitations de débit, l'algorithme ApneaLink compare la forme de chaque respiration détectée avec diverses respirations de référence prédéfinies.

### Remarques :

- *L'événement de limitation de débit n'est pas un paramètre d'analyse modifiable.*
- *Dans le cadre d'une nouvelle installation, la détection des limitations de débit est désactivée.*

## Définitions

### Hypopnée

À partir d'une moyenne des cinq derniers cycles respiratoires (combinaison des ondes inspiratoires et expiratoires comprenant un total de 10 pics), le logiciel enregistre un événement d'hypopnée en cas de réduction de 50 % (ou telle que définie par l'utilisateur) par rapport à cette moyenne. La fin de l'hypopnée se caractérise par une augmentation de 50 % (ou de la valeur définie par l'utilisateur) de la moyenne des ondes inspiratoires et expiratoires.

Au cours de l'événement, en l'absence d'une augmentation de la moyenne des cinq cycles respiratoires dans un délai de 10 à 100 secondes, le logiciel considère que la réduction du débit est due à un mouvement, au déplacement de la canule ou à une autre activité non physiologique ; le logiciel ne signale pas l'événement.

Si un oxymètre est connecté et que la qualité du signal de l'oxymètre est suffisante pendant la plupart de la nuit, l'ApneaLink utilise le critère de l'AASM s'il est sélectionné. Dans ce cas, une hypopnée est automatiquement enregistrée uniquement s'il y a une réduction de 30 % du débit associée à une désaturation de 4 %.

---

1. Pour plus d'informations sur les limitations de débit, veuillez consulter *Detection of Flow Limitation with a Nasal Cannula / Pressure Transducer System* de Hosselet et al., *American Journal for Respiratory and Critical Care Medicine*, vol. 152, 1995.

## Apnée

À partir d'une moyenne des cinq derniers cycles respiratoires (combinaison des ondes inspiratoires et expiratoires comprenant un total de 10 pics), le logiciel enregistre un événement d'apnée en cas de réduction de 80 % voire plus par rapport à cette moyenne. La fin de l'apnée se caractérise par une augmentation de 80 % (ou de la valeur définie par l'utilisateur) sur 10 à 80 secondes de la moyenne des ondes inspiratoires et expiratoires.

Si une apnée est associée à une interruption de la commande respiratoire pendant 80 à 100 % de sa durée, le logiciel considère qu'il s'agit d'une apnée centrale.

Si le début d'une apnée est associé à une interruption de la commande respiratoire pendant 20 à 60 % de sa durée, le logiciel considère qu'il s'agit d'une apnée mixte.

Si une apnée n'est pas associée à une interruption de la commande respiratoire pendant plus de 20 % de sa durée, le logiciel considère qu'il s'agit d'une apnée obstructive.

## Ronflement

Le ronflement est un phénomène acoustique qui se produit lorsque les voies aériennes supérieures sont obstruées et provoquent des vibrations audibles.

L'ApneaLink recueille le signal du ronflement par l'intermédiaire du capteur et le filtre afin d'obtenir une onde de 0 à 60 Hz pouvant être analysée en tant que ronflement.

Les données du canal et de l'onde du ronflement ne sont pas modifiées (si le signal est trop petit) ni exclues du rapport, à la différence des données du canal du débit. Les données relatives au ronflement comprises dans la durée d'enregistrement totale correspondent toutes aux paramètres définis par l'utilisateur pour le ronflement.

## Limitation du débit

La limitation du débit est détectée à l'aide d'un référentiel de profils d'onde respiratoire avec limitation du débit (une vingtaine environ) ; l'onde respiratoire est comparée à ces profils d'onde inspiration par inspiration.

Le logiciel décompte le nombre total de cycles avec limitation du débit dans l'enregistrement et calcule le pourcentage de respirations avec limitation du débit par rapport au nombre total de cycles détectés. Ce nombre est alors divisé par 10. Le résultat correspond à la valeur estimative ajoutée à l'IAH enregistré, qui devient l'indicateur de risque (IR). Par exemple, un pourcentage de cycles avec limitation du débit de 50 % entraîne l'addition de 5 points environ à la valeur de l'indicateur de risque.

Le calcul de la limitation du débit est expliqué avec plus de précision ci-dessous.

La limitation du débit et la limitation du débit avec ronflement sont calculées et utilisées pour ajuster l'indicateur de risque (IR) selon des facteurs pondérés légèrement différents. Ces facteurs sont calculés comme suit :

$$IR = [IAH + 10(0,8 \times Ld + 1,2 \times LR)] / Resp.$$

où : IR = indicateur de risque (index de troubles respiratoires)

IAH = indice d'apnée/hypopnée

Ld = nombre de respirations avec débit limité et sans ronflement

LR = nombre de respirations avec débit limité et ronflement

Resp. = nombre total de cycles respiratoires décomptés

La pondération de la limitation de débit avec ronflement est légèrement supérieure à celle de la limitation de débit sans ronflement (le facteur de pondération de la limitation de débit avec ronflement est 1,2 et celui de la limitation de débit avec ronflement est 0,8).

L'ApneaLink ne détecte pas les micro-éveils liés à l'effort respiratoire ni le syndrome d'augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures. Cependant, les patients qui en souffrent présentent un pourcentage élevé de cycles respiratoires avec débit limité qui seront détectés par le logiciel ApneaLink.

## Signal trop petit

Le logiciel indique le message « Signal trop petit (stp) » en cas de détection d'une amplitude moyenne du signal pendant l'inspiration de 8,5 % de la déviation totale, voire moins, sur une période de deux minutes au moins. L'échelle d'affichage doit être réglée sur une déviation extrême de 1X et correspondre à la gamme de déviation totale du capteur pour pouvoir visualiser clairement ces événements.

Si aucune variation du débit n'est observée (canule déconnectée ou entortillée) et qu'aucune variation de l'amplitude n'est détectée sur une période de deux minutes, l'ApneaLink indique que le signal est trop petit.

Si l'ApneaLink ne détecte aucune augmentation de l'amplitude moyenne du débit après un événement de signal trop petit :

- la période de signal trop petit se poursuit jusqu'à ce que l'amplitude moyenne du débit d'au moins cinq cycles respiratoires dépasse le seuil de 8,5 % mentionné ci-dessus ;

*OU*

- le seuil de signal trop petit correspond à 8,5 % de la déviation totale de l'affichage et l'échelle d'affichage est réglée sur 1X.

## Paramètres du rapport patient

**Période d'évaluation :** est toujours au minimum 10 minutes plus courte que la durée d'enregistrement étant donné que les 10 premières minutes de l'enregistrement sont automatiquement exclues de la période d'évaluation.

**IAH, IR et graphique indicateur :** la différence entre l'IAH et l'IR correspond à la valeur associée au nombre de limitations du débit observées. Le graphique indicateur illustre la valeur de l'IAH ou de l'IR en fonction de vos réglages.

**Respirations :** il s'agit uniquement des respirations au cours de la période d'évaluation, et non de l'enregistrement complet.

**Événements de ronflement :** il s'agit des événements de ronflement de l'enregistrement complet, et non de la période d'évaluation uniquement. Les événements de signal trop petit n'entraînent pas l'exclusion des données relatives aux ronflements.

**Modification du rapport, de la fiche patient ou des enregistrements (données d'ondes) :** chaque fois qu'un utilisateur du logiciel modifie un élément de l'un de ces trois fichiers, il faut appuyer sur le bouton Réanalyser avant de procéder à ces modifications, sinon celles-ci seront enregistrées ou s'afficheront comme des additions dans ces fichiers.

**« Votre logo ici » :** le client peut ajouter son logo en haut à gauche du rapport patient. Le logo doit être au format bitmap (bmp) ou JPEG et d'une taille approximative de 85 pixels de largeur et 70 pixels de hauteur.

## Sensibilité et spécificité

	TESCHLER (index de troubles respiratoires)	ERMAN (IAH)
IAH ≥ 5		
Sensibilité	97,3	85,4
Spécificité	46,2	50
IAH ≥ 10		
Sensibilité	78,4	82,1
Spécificité	100	83,9
IAH ≥ 15		
Sensibilité	56,8	90,9
Spécificité	100	94,6
IAH ≥ 20		
Sensibilité	48,7	83,3
Spécificité	100	92,7

Comparaison de la sensibilité, de la spécificité et du coefficient de prévision positif et négatif de l'index de troubles respiratoires de l'ApneaLink par rapport à la polysomnographie en tant que norme de référence, avec les valeurs seuil de l'IAH 5 et 10 comme critères de détection de troubles respiratoires du sommeil.

IAH <sub>PSG</sub> =5				
Index des troubles respiratoires ApneaLink	Sensibilité	Spécificité	Coeff. prévision +	Coeff. prévision -
5	97,3	46,2	83,7	85,7
10	78,4	100	100	61,9
15	56,8	100	100	44,8
20	48,7	100	100	40,6
IAH <sub>PSG</sub> =10				
5	100	29,2	60,5	100
10	100	87,5	89,7	100
15	80,8	100	100	82,8
20	69,2	100	100	75

### Calcul de l'indicateur de risque (IR)

L'indicateur de risque (IR) est calculé selon la formule ci-dessous :

$$IR = Nb. \text{ de points de l'IAH} + Nb. \text{ de points de la Ld/LR}$$

Calcul des points pour l'IAH :

$$IAH \times 1 \text{ h} = \text{nombre de points (par ex. IAH} = 5/h \times 1 \text{ h} = 5 \text{ points)}$$

où h est la période d'évaluation

Calcul des points pour la Ld/LR :

$$\text{Nombre de points} = 10 \times (0,8 \times Ld + 1,2 \times LR) / \text{Resp.}$$

Où :

- IAH = indice d’apnée/hypopnée
- Ld = nombre de respirations avec débit limité et sans ronflement
- LR = nombre de respirations avec débit limité et ronflement
- Resp. = nombre total de respirations

### Contenu du rapport

#### Date du rapport

Date de téléchargement du rapport. Chaque fois que le rapport est modifié, la date de la dernière modification est enregistrée.

## Médecin traitant

Le nom du médecin traitant est entré sur la fiche patient lors de la personnalisation.

## Orientation vers

Coordonnées du médecin recommandé par le médecin traitant pour traitement ultérieur. Vous avez également la possibilité d'entrer ces informations dans un champ de texte dans le menu Outils, sous Paramètres - Rapport. L'entrée est appliquée à tous les rapports suivants.

## Données patient

Les données patient sont copiées à partir d'une fiche patient.

## Enregistrement

Informations sur la date, le début, la fin et la durée de l'enregistrement.

## Analyse

Cette section contient des informations sur le début, la fin et la durée de l'évaluation de l'enregistrement. Pour tenir compte du délai qui s'écoule lorsque le patient s'endort, le logiciel commence l'évaluation dix minutes après le début de l'enregistrement. La fin de l'évaluation correspond à la fin de l'enregistrement. Néanmoins, il est possible de régler le début et la fin de l'analyse dans la vue du signal si nécessaire.

**Remarque :** *les durées exclues de l'analyse ne sont pas prises en compte lors du calcul de la durée de l'évaluation.*

## IAH/IR/Graphique indicateur

Les informations principales du rapport sont affichées dans le graphique indicateur. La fourchette considérée comme normale se trouve à gauche du seuil et est signalée par une ligne noire. La fourchette indiquant une suspicion de troubles respiratoires se trouve à droite de cette ligne.

Le pointeur indique la valeur de l'indicateur. Si l'indicateur atteint ou dépasse la limite, le patient est considéré comme souffrant de troubles respiratoires du sommeil.

**Remarque :** *si l'option Utiliser l'IAH (voir Réglages avancés dans Paramètres – Rapports) est sélectionnée, le calcul de l'indicateur est modifiée. Dans ce cas, l'indicateur de risque est égal au nombre de points pour l'IAH.*

## Indices d'analyse

**IAH (indice d'apnée/hypopnée) :** nombre moyen d'apnées (non qualifiées, centrales, mixtes, obstructives) et d'hypopnées qui se sont produites par heure d'évaluation. Les événements sont également répertoriés individuellement dans les champs Index d'apnée et Index d'hypopnée. Si la valeur mesurée est supérieure à la fourchette considérée comme normale, elle est encadrée.

**IR (indicateur de risque) :** voir le paragraphe consacré à l'indicateur de risque dans cette rubrique. Si la valeur mesurée est supérieure à la fourchette considérée comme normale, elle est encadrée.

**% de limitation du débit resp sans ronf. (Ld) :** pourcentage de respirations avec débit limité par rapport au nombre total de respirations.

**% de limitation du débit resp avec ronf. (LR) :** pourcentage de respirations avec débit limité et ronflement par rapport au nombre total de respirations. Une LR n'est enregistrée qu'en présence d'un événement de ronflement simultané pendant plus de 30 % de la durée de la limitation du débit.

Les détails suivants figurent dans le rapport si une oxymétrie de pouls a été effectuée.

**Période d'évaluation de la SpO<sub>2</sub> :** la période d'évaluation pour la mesure de la désaturation est calculée indépendamment de la mesure de la respiration puisque les résultats de l'oxymétrie de pouls ne sont pas pris en compte lors de la détermination de l'indicateur de risque.

**IDO (index de désaturation en oxygène) :** il s'agit d'une valeur moyenne qui indique le nombre de chutes de la saturation en oxygène par heure de sommeil durant l'évaluation. Si la valeur mesurée est supérieure à la fourchette considérée comme normale, elle est encadrée.

**Saturation moyenne :** elle est calculée à partir des valeurs de saturation enregistrées pendant l'évaluation, et commence à la dixième minute.

**Désaturation la plus basse :** indique la valeur de saturation en oxygène la plus basse parmi tous les événements de désaturation.

**Saturation la plus basse :** indique la valeur de saturation en oxygène la plus basse sur l'ensemble de l'enregistrement.

**Saturation basale :** cette valeur est calculée au début, dans les 20 premières minutes d'un enregistrement. Il s'agit ici d'une saturation maximale étant demeurée stable pendant au moins 10 secondes avec une marge de  $\pm 1$  %.

**Pouls :** les valeurs minimale et maximale de pouls sont déterminées tout au long de l'évaluation. Le pouls moyen est calculé à partir de toutes les valeurs de pouls.

**Proportion de périodes de respiration de Cheyne-Stokes probables :** cette valeur résulte de la division de la somme de toutes les périodes au-dessus du seuil par le nombre total de périodes.

Le logiciel indique également si une période, au sein de la période d'enregistrement analysée, se trouve au-dessus du seuil défini pour l'identification d'une respiration de Cheyne-Stokes.

**Remarques :**

- *Le graphique d'analyse de la respiration de Cheyne-Stokes est en option. Il peut être configuré dans la boîte de dialogue des paramètres du rapport.*
- *Avec l'analyse de la respiration de Cheyne-Stokes, l'enregistrement est divisé en périodes de 30 minutes. Le chevauchement sur 15 minutes indique que la période suivante commence 15 minutes après le début de la période précédente.*

## **Standard**

Cette colonne contient les valeurs considérées comme normales pour une personne en bonne santé, selon les connaissances scientifiques actuelles. Elles permettent d'effectuer une comparaison avec les mesures de l'analyse respiratoire et les indices qui en sont dérivés.

## **Résultat**

Cette colonne contient les totaux pour chaque résultat d'analyse utilisé dans le calcul des indices d'analyse.

## **État analyse**

L'état de l'analyse indique si un enregistrement a été analysé automatiquement ou modifié plus tard manuellement.


En l'absence totale de données d'oxymétrie ou en présence de longues périodes sans données d'oxymétrie, cette boîte de dialogue indique que l'analyse automatique des hypopnées est basée uniquement sur le débit (définition classique utilisée avec ApneaLink).




**Paramètres d'analyse utilisés**

Cette partie contient un bref récapitulatif des paramètres d'analyse définis.


**Apnée [20 %, 10 s, 80 s, 1,0 s, 20 %, 60 %, 8 %]**




**Hypopnée [70 %, 10 s, 100 s, 1,0 s]**




**Ronflement [6,0 %, 0,3 s, 3,5 s, 0,5 s]**



**Désaturation [4,0 %]**



**RCS [0,5]**



## Graphiques

Dans cette partie sont affichés les signaux de pouls et de saturation enregistrés lors de l'oxymétrie de pouls, à condition que l'affichage de la courbe des signaux ait été activé dans les paramètres du rapport.

La prévalence des événements respiratoires ainsi que des périodes identifiées de respiration de Cheyne Stokes est présentée sous forme de graphiques en barres affichés au-dessus de la courbe générale.

Si la qualité du signal du canal  $\text{SpO}_2$ /pouls est mauvaise (parce que le capteur digital de pouls est mal placé par exemple), la durée d'enregistrement correspondante est indiquée par une barre rouge en haut de la courbe du signal.

## Diagnostic

Cette partie indique le diagnostic qui a été saisi dans l'éditeur de texte de diagnostic. Les remarques saisies lors de la préparation de l'enregistreur sont automatiquement copiées dans le rapport.

**Remarque :** si vous remplissez les champs « Médecin prescripteur », « Anamnèse » et « Remarques » au moment de la préparation de l'enregistrement, ils ne seront disponibles dans la fiche patient que si le téléchargement est effectué sur le même ordinateur.

22871/7 2012-05

ApneaLink/  
ApneaLink Plus

**ROW FRE**

CLINICAL